

**General information**  
Read the instruction carefully. The product should be fitted by a medical professional like an occupational therapist, physical therapist, orthopedic technician or a medical doctor. Patients with diabetes, circulatory problems or sensitive skin should consult their doctor before use. If the patient is allergic, check the material content on the textile label.

**Indications**  
The product has been designed to provide support and immobilization of the shoulder and elbow after soft tissue injuries.

**Contraindications**  
Patients with instable fractures should not use this product unless the fracture has been stabilized.

**Pre Application**  
Select the right size using the sizing reference on the measurement chart.

**Adjustment**  
The length of the pocket is important for the support of the sling. Make sure to select the right size, rather a little too long than too short. The strap around neck is adjustable by the hook strap. If your product is fitted with a belt, it's also adjustable by the hook straps.

**Application**  
Open the hook strap and slide the arm into the pocket. Adjust and secure the hook strap around the neck. If the product is fitted with a waist band adjust it and secure the hook. The product has been fitted with a thumb loop to provide additional support.

**Removal**  
Open the straps and remove the sling.

**Caring instructions and precautions**  
We recommend that the brace should be washed once a week. Follow the washing instructions on the white label on the product, close all straps and use a laundry bag.

Patients with sensitive skin, diabetes or poor circulation should be observed. Patients with allergies should check the material content on the label.

For more information consult [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

SE Svenska – Instruktioner  
Omxo Arm Sling**Generell information**

Läs instruktionen noggrant. Produkten skall provas ut av medicinskt utbildad personal som arbetsterapeut, sjukgymnast, ortopedingenjör/tekniker eller läkare. Patienter med diabetes, cirkulationsproblem eller känslig hud skall konsultera sin läkare innan användning. Om patienten har kontaktallergier, kontrollera materialinnehållet på baksidan av den vita etiketten på produkten.

**Indikationer**

Produkten har designats för att stödja och immobilisera armbågen eller axlarna efter kirurgi eller mjukdelstrauma.

**Kontraindikationer**

Patienter med instabila fracturer skall inte använda denna produkt med mindre än att fracturen stabiliseras med hjälp av ett gips, frakturortos eller kirurgiskt.

**Förberedelse för applicering**

Välj rätt storlek med hjälp av mättalet.

**Justering**

Fickans längd avgör funktionen för armslingan. Se till att välja rätt storlek, hellre lite för lång än för kort. Bandet runt nacken är justerbart med kardborren. Om du har ett midjebälte kan detta justeras med kardborren.

**Applicering**

Öppna kardborren och låt armen glida in i fickan. Justera kardborren och lägg bandet runt nacken. Om du har ett midjebälte skall detta justeras så armen hålls mot kroppen. Det finns en tumöglås som kan användas för extra stöd för tummen och handleden.

**Avlägsnande**

Öppna banden och ta av ortosen.

**Skötsel och försiktighetsåtgärder**

Vi rekommenderar att bandaget tvättas en gång i veckan. Följ tvättinstruktionerna på den vita etiketten på produkten. Patienter med känslig hud, diabetes eller dålig cirkulation skall alltid kontrolleras för tryckproblem eller ödem vid behandling. Patienter med allergier skall alltid kontrollera produkternas materialinnehåll som finns på den vita etiketten på produkten.

För mer information besök [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)



Omxo Arm Sling

Size	S	M	L
cm	28–33	33–40	40–51

Measure from elbow tip to MCP V

© Copyright MediRoyal Nordic AB, Sweden - 2016 - 25076DR - [www.vajer.se](http://www.vajer.se)



## Omxo Arm Sling



English  
Svenska  
Suomi  
Deutsch  
Français  
Italiano  
Español  
Português  
Nederlands  
Ελληνικά  
Eesti  
Latvijas  
Lietuvos  
Polski  
Русский  
Český  
Arabic  
Chinese Traditional  
Chinese Mandarin  
Japanese  
Malay

CE MediRoyal Nordic AB · Box 7052 · SE-192 07 Sollentuna · Sweden  
+46 8 506 766 00 · [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

FI Suomi – Käyttöohje  
Omxo-kantoside

**Yleiset tiedot**  
Lue ohjeet huolellisesti. Tuote on syytä sovitutta terveydenhuollon ammattilaissä, esimerkkisä toimintaterapeutilla, fyysioterapeutilla, apuvälinetekniikolla tai lääkäriillä. Potilaiden, joilla on diabetes, verenkiertoihäiriöitä tai herkkä iho, on hyvä neuvoella lääkäriin kanssa ennen tuotteen käyttöä. Jos olet allerginen, katso materiaalikostumus kankaisesta tuote-etiketistä.

**Käyttöohjeet**  
Tuote on tarkoitettu tukemaan ja immobilisoimaan olka- ja kynäräpäättä pehmytkudos vaurioiden jälkeen.

**Vasta-aiheet**  
Tukea ei voida saa käyttää potilaat, joilla on epästabiileja murtumia.

**Ennen pukeamista**  
Valitse oikea koko mittataulukon avulla.

**Säätö**

Taskun pituus on kantositeen tukevuuden kannalta tärkeää. Valitse oikea koko, pikkemmin vähän liian pitkä kuin liian lyhyt. Niskan ympäristöllä olevan nauhan pituus on säädetettävässä solkiinnytysellä. Jos tuote on varustettu vyöllä, sekin on säädetettävässä solkinauholla.

**Pukeminen**  
Avaa solkinauha ja pujota käsii tuen taskuun. Sääädä ja sulje niskan ympäristöllä oleva solkinauha. Jos tuote on varustettu vyöllä, sääädä se sopivaksi ja sulje solki. Tuotteessa oleva peukalosilmukka estää ranteen virheasentoa sekä lisää tukevuutta ja käytönkavuitta.

**Riisuminen**  
Avaa nauhat ja riisu kantoside.

**Hoito-ohjeet ja varotoimet**  
Tuki on suositeltavaa pestä kerran viikossa. Noudata tuotteen valkoisessa etiketissä olevia pesuhoejia, sulje kaikki nauhat ja käytä pesupussia.

Ole varovainen tien käytössä, jos sinulla on herkkä iho, diabetes tai huono verenkierto. Jos olet allerginen, katso materiaalikostumus tuote-etiketistä.

Lue lisää osoitteesta [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se).

DE Deutsch – anleitung  
Anleitung Omox Armschlinge**Allgemeine Informationen**

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Patienten mit Diabetes, Blutzirkulationsproblemen oder empfindlicher Haut sollten vor Verwendung ihren Arzt befragen. Leider der Patient unter Allergien, überprüfen Sie bitte die Materialangaben auf der Rückseite des Textiletikets auf Inhalte.

**Anwendungsgebiet / Indikationen**

Das Produkt wurde entwickelt, um nach Weichteilverletzungen der Schulter Stützung und Immobilisierung zu verleihen.

**Gegenanzeigen**

Patienten mit instabilen Brüchen sollten dieses Produkt nicht verwenden, bevor der Bruch nicht stabilisiert ist.

**Vor Anbringung**

Bestimmen Sie die passende Größe mithilfe der Größenreferenzen auf der Maßtabelle.

**Anpassung**

Die Länge der Tasche ist wichtig für die Stützung der Schlinge. Gehen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe auswählen, lieber etwas zu lang als zu kurz. Der Gurt um den Hals lässt sich individuell über das Hakenband anpassen. Hat Ihr Produkt einen Rumpfgurt, so ist auch dieser über das Hakenband verstellbar.

**Anbringen**

Öffnen Sie das Hakenband und schieben Sie den Arm in die Tasche. Justieren und sichern Sie das Hakenband komfortabel um den Hals. Hat das Produkt einen Rumpfgurt, stellen Sie diesen ein und sichern Sie den Klettverschluss. Das Produkt verfügt über eine Daumenschlaufe, um zusätzliche Stützung zu bieten.

**Entfernung**

Öffnen Sie die Gurte und entfernen Sie die Schlinge.

**Pflegeanleitung und Vorsichtsmaßnahmen**

Wir empfehlen, die Stütze einmal in der Woche zu waschen. Befolgen Sie die Waschanleitungen auf dem weißen Etikett am Produkt, schließen Sie alle Gurte und benutzen Sie nach Möglichkeit einen Waschbeutel.

Patienten mit empfindlicher Haut, Diabetes oder schlechter Blutzirkulation sollten beobachtet werden. Patienten mit Allergien sollten die Materialzusammensetzung auf dem Etikett überprüfen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

PT Português – Instruções  
Apoyo de Braço Omox**Informação Geral**

Leia estas instruções cuidadosamente. El producto debe ser colocado por un profesional médico como un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un técnico ortopédico o un médico. Los pacientes que sufren de diabetes, problemas circulatorios o piel sensible deben consultar a su médico antes de usar el producto. Si el paciente sufre de alergias, revise el contenido material en la etiqueta del producto.

**Indicaciones**

Este producto ha sido diseñado para proporcionar soporte e immobilización del hombro y codo después de lesiones del tejido suave.

**Contraindicaciones**

Los pacientes con fracturas inestables no deben utilizar este producto a menos que la fractura haya sido estabilizada.

**Antes de aplicar**

Seleccione el tamaño correcto con ayuda de la tabla de medidas.

**Ajuste**  
La longitud de la bolsa es importante para el soporte del cabestrillo. Cerciórese de seleccionar el tamaño correcto, es mejor que sea demasiado largo que demasiado corto. La correa alrededor del cuello se ajusta con la correa de ganchos. Si su producto tiene una correa, ésta se puede ajustar con la correa de ganchos.

**Aplicación**  
Abra las correas de gancho e introduzca el brazo en la bolsa. Ajuste y asegure la correa de ganchos alrededor del cuello. Si el producto tiene una banda de cintura, ésta se puede ajustar con el gancho. El producto tiene un aro para el pulgar para dar soporte adicional.

**Retiro**

Luego abra las correas y retire el cabestrillo.

**Precauciones e instrucciones de cuidado**

Recomendamos lavar la ortesis una vez por semana. Siga las instrucciones de lavado de la etiqueta blanca del producto, cierre todas las correas y use una bolsa de malla para lavar.

Los pacientes que sufren de piel sensible, diabetes o mala circulación deben ser vigilados. Los pacientes que sufren de alergias deben revisar el contenido material en la etiqueta.

Para más información, consulte [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

Para mais informações consulte [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

Para mais informações consulte [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

Para mais informações consulte [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

NL Nederlands – Instructies  
Omxo Armsling**Algemene informatie**

Lees de instructies zorgvuldig door. Het product dient te worden aangepast door een (para)medische professional, zoals een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een orthopedisch technicus of een arts. Patienten met diabetes, bloedsomloopproblemen of een gevoelige huid dienen voor gebruik hun huisarts te raadplegen. Controleer bij allergie de materiaalsamenstelling op het textiellabel.

**Indicaties**

Het product is ontworpen ter ondersteuning en immobilisatie van de schouder en elleboog na wechteewelverwondingen.

**Contraindicaties**

Patiënten met instabiele fracturen dienen dit product niet te gebruiken, tenzij de fractuur gestabiliseerd is.

**Vooraf**

Selecteer de juiste maat aan de hand van het maatoverzicht.

**Anpassen**

De lengte van de zak is van belang voor de steun die de sling geeft. Selecteer de juiste maat, liever iets te lang dan te kort. De band rond de nek is verstelbaar met het haakbandje. Als uw product is uitgerust met een riem, is deze door de haakbandjes eveneens verstelbaar.

**Aanbrengen**

Open de haakband en laat de arm in de zak glijden. Pas en bevestig de haakband rond de nek. Als het product is voorzien van een tailleband, pas deze dan aan en maak het haakje vast. Het product is voorzien van een duimlus om voor extra stevigheid te zorgen.

**Verwijderen**

Maak de banden los en verwijder de sling.

**Onderhoudsinstructies en voorzorg**

Wij raden aan de brace eenmaal per week te wassen. Volg de wasvoorschriften op het witte productlabel, maak alle bandjes vast en gebruik een waszak. Patiënten met een gevoelige huid, diabetes of een matige bloedsomloop dienen te worden geobserveerd. Patiënten met allergieën dienen de materiaalsamenstelling op het label te raadplegen.

Kijk voor meer informatie op [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se).

EL Ελληνικά – Οδηγίες  
Οδηγίες Omox Arm Sling**Γενικές πληροφορίες**

Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες Το προϊόν θα πρέπει να το διαχειρίζεται αποκλειστικά εξειδικευμένους ιατρικός επαγγελματίας, όπως για παράδειγμα εργοθεραπεύτη, φυσιοθεραπεύτη, τεχνικός ορθοπεδικός ή ιατρός. Ασθενείς που πά

**Üldine teave**  
Lugege juhised hoolikalt läbi. Toote peab paigaldama meditsiinitöötaja, náteks tegevusteraeut, füsitöötaraeut, ortopeediatehnik või arst. Diabeedi, vereringeháirete või tundliku nahaga patsientid peavad enne kasutamist arstiga náudama. Allergilised patsientid peavad vaatama riidesidit toodud materjalide sisaldu.

**Näidustused**  
Toode on ette nähtud õla- ja kühünariigese toestamiseks ning immobiiliseerimiseks párast pehmekoevägastusti.

**Vastunäidustused**  
Ebatäpsiliste luunurdudega patsientid ei tohi seda toodet enne murru stabiliseerimist kasutada.

**Enne kasutamist**  
Valige mõõtmete tabelis toodud viidete järgi õige suurus.

**Reguleerimine**  
Lingu pakutava toe jaoks on oluline tasku pikkus. Valige kindlasti õige suurus, pigem pisut pikem kui liiga lühike. Ümber kaela minevat rihma saab haakrima abil reguleerida. Kui teie tootel on vóö, saab ka seda haakrima abil reguleerida.

**Paigaldamine**  
Avage haakrima ja libistage kásivars taskusse. Reguleerige ja kinnitage haakrimi ümber kaela. Kui teie tootel on vóörihm, reguleerige seda ja kinnitage haak. Tootel on lisatuge pakkuv pöödila-aas.

**Eemaldamine**  
Avage rihamad ja eemaldage ling.

**Hooldusjuhised ja eettevaatusabinõud**  
Soovitame pesta tuge üks kord nádalas. Järgige tootel oleval valgel sildil esitatud pesemisjuhiseid, sulgege kólik rihmad ja kasutage pesukotti.

Tundliku nahaga, diabeedi või vereringeháiretega patsiente tuleb jälgida. Allergilised patsientid peavad vaatama sildili toodud materjalide sisaldu.

Lisateavet leiate aadressilt [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

## RU Русский – Инструкции Шина для руки Omx

**Общая информация**  
Внимательно прочтите инструкцию. Подгонкой изделия должен заниматься медицинский работник: специалист по гигиене труда, физиотерапевт, специалист по подбору ортопедических изделий или врач. Пациентам с диабетом, нарушениями кровообращения или чувствительной кожей перед использованием следует проконсультироваться со своим врачом. Если пациент аллергичен, следует проверить состав материала, указанный на текстильной этикетке.

**Показания**  
Изделие было разработано для обеспечения поддержки и иммобилизации плеча и локтя после травмы мягких тканей.

**Противопоказания**  
Пациентам с нестабильными переломами не следует применять данное изделие, пока перелом не стабилизируется.

**Предварительное наложение**  
Выберите правильный размер, используя шкалу измерений.

**Подгонка**  
Длина кармана важна для поддержки шины. Убедитесь, что вы подобрали правильный размер, пусть он будет немного длиннее, чем немного короче. Шейную лямку можно подогнать с помощью ленты-велькро. Если изделие снабжено поясным ремнем, то его тоже можно подогнать с помощью лент-велькро.

**Наложение**  
Расстепните ленту велькро и вставьте руку в карман. Подгоните и скрепите ленту-велькро вокруг шеи. Если изделие снабжено поясом, подгоните его и закрепите крючком. Для обеспечения дополнительной поддержки изделие имеет петлю для большого пальца.

**Удаление**  
Расстепните ремни и снимите перевязь.

**Инструкции по уходу и меры предосторожности**  
Рекомендуем стирать бандаж раз в неделю. Следуйте инструкциям по стирке на белой этикетке изделия, застегните все ленты и воспользуйтесь мешком для стирки.

Пациенты с чувствительной кожей, с диабетом или с нарушениями кровообращения должны находиться под наблюдением. Пациентам с аллергиями следует проверить состав материала, указанный на этикетке.

Дополнительную информацию см. на сайте [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

## CM 說明 Omx 臂吊帶

### 常规信息

请仔细阅读本说明。产品应由职业治疗师、物理治疗师、矫形技师或医生等医疗专业人员安装。糖尿病、循环系统疾病或皮肤敏感患者在使用该产品前应咨询医生。如果患者过敏，请查看布标上的材料含量。

**适应症**  
产品设计为软组织受伤的肩部和肘部提供支撑固定。

### 禁忌症

除非骨折已稳定，否则不稳定骨折的患者不得使用本产品。

### 佩戴前

使用测量图表参考尺寸，选择合适尺寸。

### 调整

袋长度对吊带支撑很重要。确保选择合适尺寸，而不会过长或过短。颈部周围的搭扣带通过钩带调整。如果产品配皮带，也可通过钩带调整。

### 佩戴

打开钩带，将手臂滑入袋中。调整并将其固定在颈部。如果产品配腰带，调整并固定钩。产品配拇指环，提供额外支撑。

**取下**  
解开搭扣带并取下吊带。

### 护理说明及注意事项

我们建议至少一周清洗一次支具。遵循产品白色标签上的洗涤说明，合上所有搭扣带并使用洗衣袋。

敏感皮肤、糖尿病或血液循环不良的患者应遵守此说明。过敏性患者应查看标签上的材料含量。更多信息，请咨询 [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

Vispārīga informācija  
Lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Produktu drīkst pielāgot profesionāļiem medicīnas speciālistiem, piemēram, ergoterapeitiem, fizioterapeitiem, ortopēdijas tehnikis vai ārstiem. Pacientiem, kuriem ir ciura diabēts, asinsrites problēmas vai jutīga āda, pirms produkta lietošanas ir jākonsultējas ar ārstu. Ja pacientam ir alergija, lūdzu, pārbaudiet materiāla sastāvu uz auduma etiketes.

**Indikācijas**  
Produkts paredzēts plecu un elkoņa atbalstam un imobilizācijai pēc mīksto audu savainojušuma.

**Kontraindikācijas**  
Pacienti, kuriem ir nestabilu lūzumi, nedrīkst lietot šo produktu; drīkst lietot tikai tajos gadījumos, kad lūzums ir stabilizēts.

**Pirmslietošanas norādījumi**  
Izvelieties pareizo izmēru, izmantojot izmēru norādes izmēru tabulā.

**Pielāgošana**  
Kabatas izmērs ir īoti svarīgs, lai ortoze varētu nodrošināt atbilstošu atbalstu. Pārliecībniecītes, ka izvēlēties pareizo izmēru. Labāk izvēlēties garaku, nekā īsāku kabatu. Kakla aizdarījumi var plēgojot, izmantojot akveidīgo aizdarījumu. Ja Jūsu produktam ir josta, to arī var plēgojot ar akveidīgajām aizdarījumiem.

**Lietošana**  
Averiet akveidīgo aizdarījumi un ievēljet roku kabatā. Pielāgojiet, nostabilizējiet un aizveriet akveidīgo aizdarījumi ap kaklu. Ja Jūsu produktam ir josta, plēgojiet to un aizveriet akveidīgo aizdarījumi. Ortoze ir iestrādāts īpaši caurums īķīšķīm, kā nodrošinātu papildu atbalstu.

**Noņemšana**  
Averiet aizdarījumi un noņemiet ortozi.

**Tiršanas un drošības norādījumi**  
Iesakām mazgāt ortozi vienreiz nedēļā. Ievērojiet uz baltās etiketes norādītos mazgāšanas norādījumus, aizveriet visas aizdarījumi un mazgājiet ortozi veļas mazgāšanas īķīnā.

Īpaša piesardzība jāievēro pacientiem, kuriem ir jutīga āda, cukura diabēts vai vāja asinsrite. Pacientiem, kuriem ir alergija, jāpārbauda uz etiketes norādītās iezīvielu sastāvā.

Lai uzzinātu vairāk, aplūkojiet [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

Lisateavet leiate aadressilt [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

## CZ Český – Pokyny

Návod k použití závěsu paže Omox

**Obecné informace**  
Přečtěte si pečlivě tento návod. Tato pomůcka by měla být přizpůsobena a umístěna zdravotníkem, jako je např. ergoterapeut, fyzioterapeut, ortopedický technik nebo lékař. Pacienti s diabetem, oběhovými poruchami nebo citlivou kůží by se měli před použitím poradit s lékařem. Pokud je pacient alergický, je třeba zkontrolovat obsažená materiály uvedená na látkové etiketě.

**Indikace**  
Produkt byl vyvinut k poskytnutí podpory ramene a lokte po poranění měkkých částí a k jejich imobilizaci.

**Kontraindikace**  
Pacienti s nestabilními frakturami by tento produkt neměli používat, pokud nedošlo ke stabilizaci fraktury.

**Před aplikací**  
Vyberte správnou velikost pomocí odkazu na velikosti v tabulce pro učení velikosti.

**Serižení**  
Pro podporu závěsem je důležitá správně zvolená délka kapsy závěsu. Dbejte na vybranou správnou velikost, aby lepší o něco delší než příliš krátká. Páska kolem krku je nastavitelná háčkovým páskem. Pokud je Váš produkt vybaven opaskem, je také tento nastavitelný háčkovým páskem.

**Přiložení**  
Uvolněte/odpojte háčkový pásek a vsuňte paži do kapsy. Nastavte a uvezte háčkový pásek kolem krku. Je-li produkt vybaven opaskem, nastavte jej správně a upněte háček. Produkt je vybaven závěsnou kličkou pro palec ke zvýšení jeho opory.

**Sejmít**  
Rozevřete pásky a sejměte závěs.

**Pokyny pro péči o ortézu a bezpečnost**  
Doproručujeme praní ortézy jednou týdně. Postupujte podle pokynů pro praní na bílé etiketě produktu, užavřete opět praním všechny pásky a použijte práci vaku.

Je třeba kontrolovat stav pacientů s citlivou kůží, diabetem nebo spárným krevním oběhem. Pacienti s alergií by si měli prostudovat obsažená materiály uvedená na etiketě na produktu.

Další informace najdete na [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se).

Lisateavet leiate aadressilt [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

## JP 説明

Omx アームスリング取扱説明書

**全般事項**  
本説明書をよくお読みください。本製品は、作業療法士、理学療法士、整形外科医または医師等、医療従事者が取り付けてください。糖尿病、循環器系疾患あるいは敏感肌の患者は、使用前に医師に相談してください。アレルギー体质の患者は、繊維ラベルの使用含有物を確認してください。

**使用上の注意事項**  
本製品は、軟組織の損傷後で肩と肘を支え、固定することが目的です。

**禁忌事項**  
不安定骨折の患者は、骨折部が固定されませんので、本製品は使用しないでください。

**使用前の注意点**  
寸法表のサイズ調節基準を参照して、適切なサイズを選択してください。

**調節**  
スリングの支えには、ポケットの長さが重要です。必ず適切なサイズを選択してください。短すぎるよりは、長すぎるほうが適しています。首周りのストラップは、フックストラップで調節可能です。お使いの製品をベルトで固定する場合、フックストラップでも調整可能です。

**使用**  
フックストラップを開いて、腕をポケットの中に入れます。首周りのフックストラップを調節して固定します。本製品を腰バンドで固定している場合は、同バンドを調節して、フックを固定します。本製品は、支える力を強化するように、サムループで固定してあります。

**取外し**  
ストラップを開いて、スリングを外します。

**手入れ方法と注意事項**  
プレースは週1回洗浄することをお勧めします。本製品の白ラベルに記載の洗浄方法にしたがい、すべてのストラップを閉じた状態で、洗濯袋を使用してください。

**敏感肌、糖尿病あるいは循環器系の弱い患者は観察が必要です。アレルギー体质の患者は、ラベルに記載の素材含有物を確認してください。** 詳細は [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)をご覧ください。

更多信息、詳しい説明は、[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)をご覧ください。

更多信息、詳しい説明は、[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)をご覧ください。