

Examples of applications with SRX® Strap



FINGER



THUMB



WRIST



ANKLE



© Copyright MediRoyal Nordic AB
Sweden · 2023

26150DR · www.vajer.se

SRX® STRAP

The hookless, elastic compression strap

The SRX® Strap is based on the ARX® Strap but modified with a new lower profile textile with elastic yarn. This makes it self-attaching with a slight compression in the material. It can be cut without fraying and can be machine washed in 40 degrees C for re-use of the application.

MediRoyal Nordic AB · Box 7052 · SE-192 07 Sollentuna · Sweden
+46 8 506 766 00 · www.mediroyal.se

SRX® STRAP



GB English – Instructions

General information · Read the instruction carefully. Patients with diabetes, circulatory problems or sensitive skin should consult a doctor before use. If you suffer from allergy, check the material content before use.

Usage and function · The SRX® strap is a hookless, self-attaching strap with compression that can be applied individually over joints for increased proprioception, compression, and support. It can be cut without fraying.

Material content · 95% Polyester, 5% Elastane. The material is 100% Latex Free.

Caring instructions and precautions · We recommend to machine wash the strap once a week in 40 degrees, preferably using a laundry bag. Do not use fabric softener as the self-attaching function will then be lost. Patients with sensitive skin, diabetes or poor circulation should consult a doctor before use. Patients with allergies should check the material content before use. For more information consult www.mediroyal.se.

SE Svenska – Instruktioner

Generell information · Läs instruktionen noggrant. Patienter med diabetes, cirkulationsproblem eller känslig hud skall konsultera sin läkare innan användning. Om patienten har kontaktallergier, kontrollera materialinnehållet innan användning.

Användningsområde · SRX® Strap är ett självhäftande band, med kompression som kan appliceras individuellt över leder för ökad proprioception, kompression och stöd. Bandet kan klippas utan att det repar upp.

Materialinnehåll · 95% Polyester, 5% Elastan. Materialet är 100% latexfritt.

Skötsel och försiktighetsåtgärder · Vi rekommenderar att tvätta bandet en gång i veckan i maskin 40 grader C, gärna i en tvättpåse. Använd inte sköljmedel eftersom bandet då förlorar sin självhäftande funktion. Patienter med känslig hud, diabetes eller dålig cirkulation skall alltid kontrollera med sin läkare innan användning. Patienter med allergier skall alltid kontrollera produktens materialinnehåll innan användning. För mer information besök www.mediroyal.se

FI Suomi – Käyttöohje

Yleistä · Lue ohjeet huolellisesti. Potilaiden, joilla on diabetes, verenkierto-ongelmia tai herkkä iho, tulisi neuvotella ennen käyttöä lääkärin kanssa. Jos kärsit allergiasta, katso ennen käyttöä materiaali koostumus.

Käyttö ja toiminto · SRX®- nauha on hakasia sisältämätön, itsekiinnittyvä puristava nauha, joka voidaan puukea yksilöllisesti nivelien päälle lisäämään proprioseptiikkaa eli asentotuntoa, puristusta ja tukea. Sitä voidaan leikata ilman, että se tulee repälereunaiseksi.

Materiaali koostumus · 95 % polyesteriä, 5% elastaania. Materiaali on 100 % lateksiton.

Hoito-ohjeet ja varotoimenpiteet · Suosittelemme, että peset nauhaa koneella kerran viikossa 40 asteessa, mieluiten pesupussissa. Älä käytä huuhteluainetta, sillä silloin itsekiinnittyvä toiminto menetetään. Potilaiden, joilla on herkkä iho, diabetes tai huono verenkierto, tulisi neuvotella ennen käyttöä lääkärin kanssa. Allergikkojen tulisi katsoa ennen käyttöä materiaali koostumus. Lue lisää verkkosivuilta www.mediroyal.se.

NO Norsk – Instruksjoner

Generell informasjon · Les instruksjonen nøye. Pasienter med diabetes, sirkulasjonsproblemer eller følsom hud bør rådføre seg med lege før bruk. Hvis du lider av allergi, sjekk materialinnholdet før bruk.

Bruk og funksjon · SRX®-stroppen er en kroklos, selvfestende stropp med

kompresjon som kan påføres individuelt over leddene for økt proprioepsjon, kompresjon og støtte. Den kan klippes uten å slite.

Materialinnhold · 95% polyester, 5% elastan. Materialet er 100 % lateksfritt.

Vedlikehold og forholdsregler · Vi anbefaler å maskinvaske stroppen én gang i uken på 40 grader, gjerne med en vaskepose. Ikke bruk tøy mykner da den selvfestende funksjonen vil gå tapt. Pasienter med følsom hud, diabetes eller dårlig sirkulasjon bør rådføre seg med lege før bruk. Pasienter med allergi bør sjekke materialinnholdet før bruk. For mer informasjon, se www.mediroyal.se

DK Dansk – Instruksjoner

Generel information · Læs brugsanvisningen omhyggeligt. Patienter med diabetes, problemer med blodomløbet eller følsom hud bør konsultere en læge inden brug. Hvis du lider af allergier, bør du kontrollere materialeindholdet inden brug.

Brug og funktion · SRX® strap er en selvklæbende bandage uden clips med kompression, der kan påføres individuelt over led for øget proprioception, kompression og støtte. Den kan klippes til uden at trevle.

Materialeindhold · 95 % polyester, 5 % elastan. Materialet er 100 % fri fra latex.

Plejeanvisning og forholdsregler · Vi anbefaler at maskinvaske bandagen en gang ugentligt ved 40 grader, helst i vaskepose. Brug ikke skyllemiddel, da det får den selvklæbende funktion til at forsvinde. Patienter med følsom hud, diabetes eller dårligt blodomløb bør konsultere en læge inden brug. Patienter med allergier bør kontrollere materialeindholdet inden brug. Se www.mediroyal.se for yderligere oplysninger.

IS Íslenska – Leiðbeiningar

Almennar upplýsingar · Lesið leiðbeiningarnar vandlega. Sjúklingar með sykursýki, blóðrásarvandamál eða viðkvæma húð ættu að ráðfæra sig við lækni fyrir notkun. Ef þú ert með ofnæmi skaltu athuga innihald efnisins fyrir notkun.

Notkun og virkni · SRX® stappi er krækjulaus, sjálffestandi strappi með þjöppun sem hægt er að setja yfir liði, á hvern fyrir sig, til að auka stöðu- og hreyfiskyn, þjöppun og stuðning. Það er hægt að klippa hann án þess að hann trosni.

Efnisinnihald · 95% Pólyester, 5% Elastan. Efnid er 100% latexfritt.

Umhirðuleiðbeiningar og varúðarráðstafanir · Við mælum með því að þvo strappann í vél einu sinni í viku við 40 gráður, helst í þvottaneti. Ekki nota mýkingarefni þar sem sjálffestingin mun þá glatast. Sjúklingar með viðkvæma húð, sykursýki eða lélega blóðrás ættu að ráðfæra sig við lækni fyrir notkun. Sjúklingar með ofnæmi ættu að athuga efnisinnihaldið fyrir notkun. Nánari upplýsingar er að finna á www.mediroyal.se.

DE Deutsch – Anleitung

Allgemeine Informationen · Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Patienten mit Diabetes, Kreislaufproblemen oder empfindlicher Haut sollten sich vor der Anwendung an einen Arzt wenden. Wenn Sie unter einer Allergie leiden, überprüfen Sie vor der Verwendung die Materialzusammensetzung.

Verwendung und Funktion · Der SRX®-Gurt ist ein hakenloser, selbsthaftender Gurt mit Kompression, der individuell über den Gelenken angebracht werden kann, um die Propriozeption, Kompression und Unterstützung zu verbessern. Er kann ohne Ausfransen zugeschnitten werden.

Materialzusammensetzung · 95 % Polyester, 5 % Elasthan. Das Material ist 100 % latexfrei.

Pflegehinweise und Vorsichtsmaßnahmen · Wir empfehlen, den Gurt einmal pro Woche bei 40 Grad in der Waschmaschine, idealerweise in einem Wäschebeutel, zu

waschen. Bitte verwenden Sie keinen Weichspüler, da sonst die Selbstklebefunktion verloren geht. Patienten mit empfindlicher Haut, Diabetes oder schlechter Durchblutung sollten sich vor der Anwendung an einen Arzt wenden. Patienten mit Allergien sollten vor der Anwendung die Materialzusammensetzung prüfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mediroyal.se.

NL Nederlands – Instructies

Algemene informatie · Lees de instructie zorgvuldig door. Patiënten met diabetes, problemen met de bloedsomloop of een gevoelige huid dienen voor gebruik een arts te raadplegen. Als u last heeft van een allergie, controleer dan voor gebruik de materiaalsamenstelling.

Gebruik en functie · De SRX®-band is een haakloze, zelfbevestigende band met compressie, die afzonderlijk over de gewrichten kan worden aangebracht voor meer proprioceptie, compressie en ondersteuning. Het kan worden doorgesneden zonder te rafelen.

Materiaalsamenstelling · 95% polyester, 5% elasthaan Het materiaal is 100% vrij van latex.

Onderhoudsinstructies en voorzorgsmaatregelen · We raden aan om de band eens per week te wassen in de wasmachine op 40 graden, bij voorkeur in een waszak. Gebruik geen wasverzachter omdat de zelfbevestigingsfunctie dat verloren gaat. Patiënten met een gevoelige huid, diabetes of slechte bloedsomloop moeten voor gebruik een arts raadplegen. Patiënten met allergieën moeten voor gebruik de materiaalsamenstelling controleren. Kijk voor meer informatie op www.mediroyal.se

FR Français – instructions

Informations générales · Lisez les instructions soigneusement. Les patients souffrant de diabète, avec des problèmes circulatoires ou une peau sensible, devraient consulter leur médecin avant utilisation. Si vous souffrez d'une allergie, vérifiez le contenu du matériau avant de l'utiliser.

Utilisation et fonction · La sangle SRX® est une sangle de compression sans Velcro et auto-attachable qui peut être appliquée individuellement sur les articulations pour améliorer la proprioception, la compression et le maintien. Elle peut être coupée sans s'effiloche.

Contenu du matériau · 95 % polyester, 5 % élasthanne. Le matériau est 100 % sans latex.

Instructions et précautions d'entretien · Nous recommandons de laver la sangle en machine une fois par semaine à 40 degrés, en utilisant de préférence un sac à linge. N'utilisez pas d'assouplissant, car la fonction d'auto-attache serait alors perdue. Les patients avec une peau sensible, souffrant de diabète ou d'une mauvaise circulation sanguine devraient consulter un médecin avant de l'utiliser. Les patients souffrant d'allergies doivent vérifier le contenu du matériau avant d'utiliser le produit. Pour plus d'informations, consultez www.mediroyal.se.

IT Italiano – Istruzioni

Informazioni generali · Leggere attentamente le istruzioni. I pazienti affetti da diabete, problemi circolatori o cute sensibile devono consultare il medico prima dell'uso. In caso di allergie, verificare il contenuto del materiale prima dell'uso.

Uso e funzione · La benda SRX® è una benda senza ganci e autoadesiva con compressione che può essere applicata in maniera individuale sopra le articolazioni, per una propriocezione, una compressione e un supporto aumentati. Può essere tagliata senza che si sfilacci.

Contenuto del materiale · 95% poliestere, 5% elastan. Il materiale è al 100% senza lattice.

Istruzioni e precauzioni per la manutenzione · Consigliamo di lavare la benda in lavatrice a 40 gradi una volta alla settimana, usando preferibilmente un sacchetto della lavanderia. Non usare ammorbidente in quanto la funzione autoadesiva andrebbe persa. I pazienti affetti da cute sensibile, diabete o cattiva circolazione devono consultare il medico prima dell'uso. I pazienti affetti da allergie devono verificare il contenuto del materiale prima dell'uso. Per ulteriori informazioni consultare www.mediroyal.se.

ES Español – Instrucciones

Información General · Lea las instrucciones cuidadosamente. Los pacientes que sufren de diabetes, problemas circulatorios o piel sensible deben consultar a su médico antes de usar el producto. Si padece de alergias, revise el contenido material antes de usar.

Uso y función · La correa SRX® es una correa autoadhesiva sin ganchos con compresión que se puede aplicar individualmente en las articulaciones para aumentar la propiocepción, la compresión y el soporte. Se puede cortar sin que se deshilache.

Contenido material · 95% Poliéster, 5% Elastano. El material es 100% libre de látex.

Precauciones e instrucciones de cuidado · Recomendamos lavar la órtesis a máquina a 40°C, de preferencia en bolsa de lavado, una vez por semana. No use suavizantes de telas, ya que la función de autoadhesividad se perderá. Los pacientes que sufren de diabetes, problemas circulatorios o piel sensible deben consultar a su médico antes de usar el producto. Los pacientes que sufren de alergias deben revisar el contenido material antes de usar. Para más información, consulte www.mediroyal.se.

PT Português – Instruções

Informações gerais · Leia atentamente as instruções. Os doentes com diabetes, problemas de circulação ou pele sensível devem consultar um médico antes de usar este produto. Se sofre de alergia, verifique o conteúdo material antes de usar este produto.

Uso e função · A fita SRX® é uma fita sem ganchos, de fixação autónoma, com compressão, que pode ser aplicada individualmente sobre as articulações para aumento da proprioceção, da compressão e do suporte. Pode ser cortada sem ficar desfiada.

Conteúdo material · 95% Poliéster, 5% Elastano. O material é 100% Isento de Látex.

Instruções e precauções de manutenção · Recomendamos a lavagem da fita na máquina, uma vez por semana, a 40.º, de preferência usando um saco de roupa. Não use amaciador de roupa, dado que a função de fixação autónoma perderá o seu efeito. Os doentes com pele sensível, diabetes ou problemas de circulação deverão consultar um médico antes de usar a fita. Os doentes com alergias deverão verificar o conteúdo material antes de usar a fita. Para mais informações consulte www.mediroyal.se.

EE Eesti – Juhised

Üldteave · Lugege juhised hoolikalt läbi. Diabeedi, vereringehäirete või tundliku nahaga patsiendid peavad enne kasutamist arstiga nõu pidama. Kui teil on allergiaid, vaadake enne kasutamist materjalide sisaldust.

Kasutamine ja toimimine · Rihm SRX® on konsudeta isekinnituv survet avaldav rihm, mille saab paigaldada individuaalselt liigestele asendi- ja liigutustundlikkuse, kompressiooni ning toe parandamiseks. Seda saab lõigata ilma narmendamist põhjustamata.

