




Size chart

Size	XS	S	M	L	XL
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22
		Left	Right		

© Copyright MediRoyal Nordic AB, Sweden · 2021 · 25814DR · www.vajer.se



English – instructions

Thenax Opponent Thumb

General information · Read the instruction carefully. The product should be fitted by a medical professional like an occupational therapist, physical therapist, orthopedic technician or a medical doctor. Patients with diabetes, circulatory problems or sensitive skin should consult their doctor before use. If the patient is allergic, check the material content on the backside of the white textile label.

Indications · The product has been designed to provide support to the CMC-joint.

Contraindications · Patients with instable fractures should not use this brace.

Pre Application · To select the right size, take the circumferential measurement around the wrist. Use the measurement chart to determine the most suitable size. Note that the product made in a left or right version.

Skin application: If fitted on the skin directly, heat the material in hot water 75-80 degrees C. It takes usually 1-2 min before its soft. Dry the surface on a towel and then apply onto the patient. When the material is cool, insert it into the pocket.

Application · Heating inside the pocket: Place the thermoplastic inside the pocket. Fold the material slightly to open up the pocket. Use hot water 75-80 degrees C and pour it down into the pocket. Be careful not to burn your fingertips. Once the pocket is full let the orthosis stay for about 1 minute. Check that all parts of the thermoplastic are soft, if not pour more water into the pocket. When soft, pour out the water and place the orthosis on a dry towel. Fold and press to absorb moisture. Always check the temperature of the orthosis before skin application. Patients with sensitive skin should wear a protective sleeve.

Adjustment · The elastic hook strap will provide individual support to the CMC-joint and will create additional joint space. The strap can then be pulled tighter to the attachment just under the CMC-joint to provide more support. The remaining part of the strap can be attached on to the dorsal side.

Removal · Open all the straps and remove the brace. Close all straps when the brace is not in use.

Material content · Check the material content on the white label.

Caring instructions and precautions · We recommend that the brace should be washed once a week. Follow the washing instructions on the white label on the product, close all straps and use a laundry bag. Never wash in temperature over 40 degrees Celsius.

Patients with sensitive skin, diabetes or poor circulation should be observed. Patients with allergies should check the material content on the backside of the label on the cover.

For more information visit www.mediroyal.se consult www.mediroyal.se

Français – instructions

Thenax Opponent Thumb

Informations générales · Lisez les instructions soigneusement. Le produit devrait être ajusté par un professionnel médical comme un ergothérapeute, un physiothérapeute, un technicien orthopédiste ou un médecin. Les patients souffrant de diabète, avec des problèmes circulatoires ou une peau sensible, devraient consulter leur médecin avant utilisation. Si le patient est allergique, vérifiez le contenu du matériau à l'arrière de l'étiquette blanche textile.

Indications · Le produit a été conçu pour fournir un soutien à l'articulation CMC. **Contre-indications** · Les patients avec des fractures instables ne devraient pas utiliser cette attelle.

Pré-application · Pour la choisir la bonne taille, mesurez la circonférence autour du poignet. Utilisez le tableau des tailles pour déterminer la taille la plus appropriée. Notez que le produit existe en version droite ou gauche.

Application · Adaptation direct sur la peau: Chauffez le matériel thermoformable dans un bain d'eau chaude à 75 – 80° C. Après 1 – 2 Minutes l'attelle est molle. Retirez l'attelle de l'eau chaude, essuyez avec une serviette et appliquez l'attelle sur la main du patient. Lorsque l'attelle a refroidie, enflez la dans la pochette de l'orthèse.

Adaptation dans la pochette de l'orthèse: Placez l'attelle dans la pochette de l'orthèse. Pliez l'orthèse légèrement afin de l'ouvrir. Utilisez de l'eau à 75 – 80° C et remplissez la pochette. Faites attention de ne pas vous brûler les doigts. Après 1 Minute l'attelle doit être molle. Si ce n'est pas le cas remplissez à nouveau la pochette d'eau chaude. Lorsque l'attelle est molle, vous pouvez vider la pochette et sécher l'orthèse à l'aide d'une serviette. Adaptez l'orthèse fermement sur la main du patient. Contrôlez auparavant la température. Les patients avec une sensibilité cutanée accrue devraient porter un gant de protection. L'orthèse a besoin de 3 – 4 minutes pour refroidir.

Ajustement · La sangle Velcro élastique fournira un soutien individuel à l'articulation CMC et créera un espace articulaire supplémentaire. La sangle peut ensuite être tirée plus fermement sur l'attache juste sous l'articulation CMC pour fournir un soutien plus accru. La partie restante de la sangle peut être attachée sur le côté dorsal.

Enlèvement · Défaitez les sangles Velcro et enlevez l'orthèse. Fermez toutes les sangles lorsque l'orthèse n'est pas utilisée.

Contenu · Vérifiez le contenu du matériau sur l'étiquette blanche.

Instructions et précautions d'entretien · Nous recommandons que l'orthèse soit lavée une fois par semaine. Suivez les instructions de lavage sur l'étiquette blanche sur le produit, fermez toutes les sangles et utilisez toujours un sac à linge. Ne lavez jamais à plus de 40 degrés Celsius.

Les patients avec une peau sensible, du diabète ou une mauvaise circulation devraient être suivis. Les patients avec des allergies devraient vérifier le contenu du matériau à l'arrière de l'étiquette sur le produit.

Pour plus d'informations, allez sur www.mediroyal.se

Svenska – Instruktioner

Thenax Opponent Thumb

Generell information · Läs instruktionen noggrant. Produkten skall provas ut av medicinsk utbildad personal som arbetsterapeut, sjukgymnast, ortopedingenjör/tekniker eller läkare. Patienter med diabetes, cirkulationsproblem eller känslig hud skall konsultera sin läkare innan användning. Om patienten har kontaktallergier, kontrollera materialinnehållet på produktens etikett.

Indikationer · Produkten har designats för att stödja och avlasta tummens CMC-led efter trauma, post operativt eller när immobilisering behövs.

Kontraindikationer · Patienter med instabila tumfrakturer skall inte använda ortosen.

Förberedelse för applicering · För att välja rätt storlek, använd måttabellen. Eftersom bandaget är justerbart är det väldigt individuellt hur storleken upplevs. Observera att bandaget finns i höger- och vänsterutförande.

Applicering · Applicering externt på huden: För att applicera plasten direkt på huden, börja med att värma materialet i vatten 75-80 grader C. Det tar 1-2 minuter innan det är mjukt. Torka av materialet på en torr handduk innan du applicerar plasten på patienten. När materialet svalnat och är stabilt kan du placera det i fickan på ortosen.

Uppvärmning av plasten i fickan på ortosen: Placera plasten i fickan på ortosen. Plasten skall befinna sig innanför samtliga sömmar. Böj plasten något för att öppna upp fickan. Det blir enklare att hålla i vattnet då. Använd varmt vatten 75-80 grader C, det fungerar inte med varmt vatten från kranen. Var uppmärksam så att du inte bränner dig. När fickan är full med vatten, vänta 1-2 minuter. Kontrollera att plasten är mjuk, om inte fyll på med mer vatten. När plasten blivit varm, håll ut vattnet och placera ortosen på en torr handduk. Vik handduken och tryck lätt på ortosen för att absorbera vattnet. Kontrollera temperaturen på ortosen innan du hudapplicerar. Patienter med känslig hud kan behöva en strumpa på huden för att skydda den.

Justering · Det elastiska hakbandet ger extra stöd och avlastning för CMC-leden. Den övriga delen på hakbandet kan appliceras dorsalt på ortosen.

Avlägsna ortosen · Öppna alla kardborreband och ta av bandaget. Stäng sedan alla kardborreband när bandaget inte används. Det förhindrar att kardborren fastnar i materialet och ökar livslängden.

Materialinnehåll · Kontrollera materialinnehållet på den vita etiketten om du har materialallergi.

Skötsel och försiktighetsåtgärder · Vi rekommenderar att bandaget tvättas en gång i veckan. Följ tvättinstruktionerna på etiketten på produkten, stäng alla band och använd gärna en tvättpåse. Tvätta inte ortosen i högre temperatur än 40 grader.

Patienter med känslig hud, diabetes eller dålig cirkulation skall alltid kontrolleras för tryckproblem eller ödem vid behandling. Patienter med allergier skall alltid kontrollera produktens materialinnehåll som finns på arteiketetiketten.

För mer information besök www.mediroyal.se

Italiano – Istruzioni

Thenax Opponent Thumb

Informazioni generali · Leggere attentamente le istruzioni. Il prodotto deve essere applicato da un operatore sanitario, come un terapista occupazionale, un fisioterapista, un tecnico ortopedico o un medico. I pazienti con diabete, problemi di circolazione o pelle sensibile devono consultare il proprio medico prima dell'uso. Se il paziente è allergico, verificare la composizione dei materiali sul retro dell'etichetta di tessuto bianco.

Indicazioni · Il prodotto è stato concepito per fornire un sostegno all'articolazione CMC (carpometacarpale).

Controindicazioni · I pazienti con fratture scomposte non devono usare questo tutore.

Prima dell'applicazione · Per selezionare la misura corretta, misurare la circonferenza del polso. Consultare la tabella delle misurazioni per determinare la misura più adatta. Tenere presente che il prodotto è disponibile per la mano destra e sinistra.

Applicazione · Applicazione sulla pelle: Se posizionato direttamente sulla pelle, riscaldare il materiale in acqua calda a 75-80°C. Di solito servono 1-2 minuti prima che diventi morbido. Asciugare la superficie con un asciugamano e poi applicare al paziente. Quando il materiale si sarà raffreddato, inserirlo nel manico protettivo.

Riscaldamento nella tasca: Posizionare il pezzo termoplastico nella tasca. Piegare leggermente il materiale per aprire la tasca. Usare acqua calda a 75-80°C e inserirlo nella tasca. Attenzione a non scottarsi le dita. Dopo che la tasca sarà riempita, lasciare in posizione il supporto per circa 1 minuto. Controllare che tutte le parti termoplastiche siano ammorbidite, in caso contrario versare ulteriore acqua nella tasca. Quando sarà ammorbidito, svuotare l'acqua e mettere il supporto su un asciugamano asciutto. Ripiegare l'asciugamano e premere per assorbire l'umidità. Controllare sempre la temperatura del supporto prima di applicarlo sulla pelle. I pazienti con pelle sensibile dovrebbero indossare un manico protettivo. Per il raffreddamento servono circa 3-4 minuti.

Regolazione · La fascia elastica garantirà sostegno all'articolazione CMC e creerà ulteriore spazio articolare. La fascia può quindi essere stretta fin sotto l'articolazione CMC per fornire maggiore sostegno. La restante parte della fascia può essere fissata sul dorso.

Rimozione · Aprire tutte le fasce e rimuovere il tutore. Chiudere tutte le fasce quando non si utilizza il tutore.

Composizione dei materiali · Verificare la composizione dei materiali sull'etichetta bianca.

Cura, manutenzione e precauzione · Consigliamo di lavare il tutore una volta a settimana. Seguire le istruzioni per il lavaggio sull'etichetta bianca sul prodotto, chiudere tutte le fasce e usare un sacchetto salvabucato. Non lavare mai a una temperatura superiore ai 40 gradi Celsius.

I pazienti con pelle sensibile, diabete o problemi circolatori vanno tenuti sotto osservazione. I pazienti con allergie devono consultare la composizione dei materiali sul retro dell'etichetta.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.mediroyal.se

Suomi – Ohjeet

Thenax Opponent Thumb

Yleistä · Lue ohje huolellisesti. Tuotteen sovituksen tulee tapahtua ammattilaisen, kuten toimintaterapeutin, fysioterapeutin, ortopediaan erikoistuneen apuväline-tekniikan tai lääkärin toimesta. Potilaiden, joilla on diabetes, verenkiertohäiriöt tai herkkä iho, tulee keskustella lääkärin kanssa ennen käyttöä. Jos potilaalla on allergioita, tarkista käytetyt materiaalit valkoisen hoito-ohjemerkin kääntöpuolella.

Indikaatio · Tuote on tarkoitettu tukemaan peukalon tyvinivelä (CMC).

Kontraindikaatio · Tuki ei sovi potilaille, joilla on epästabiileja murtumia.

Ennen käyttöä · Mittaa ranteen ympärys ja määritä sen perusteella sopiva koko mittataulukon avulla. Huomaa, että tuotteesta on oikea- ja vasenkätiset versiot.

Käyttö · Muovaaminen iholle: Lämmitä materiaalia 75–80-asteisessa vedessä. Materiaali pehmenee 1–2 minuutissa helposti muovattavaksi. Kuivaa pinta pyyhelinalla tms. ja aseta sen jälkeen materiaali potilaan iholle. Kun materiaali on jäähtynyt, aseta se tuessa olevaan taskuun.

Lämmittäminen tuessa olevassa taskussa: Laita lämpömuovattava lastaosa tuessa olevaan taskuun. Taivuta materiaalia pystyasennossa hieman kaarevaksi, jotta tasku avautuu. Kaada taskuun 75–80-asteista vettä. Varo, ettei polta sormenpääsi. Anna taskuosaan täyttyä vedellä ja odota noin minuutin ajan. Tunnustele ovatko ortosisin kaikki kohdat pehmenneet. Tarvittaessa kaada taskuun lisää vettä. Kun kaikki kohdat ovat pehmenneet, kaada vesi pois ja aseta ortoosi kuivalle pyyhkeelle. Käännä pyyhelinalla ortosisin yli ja kuivaa painelemalla kevyesti. Tarkista ortosisin lämpö aina ennen sen asettamista potilaan iholle. Herkkähoisilla potilailla voi käyttää ihon suojana esim. putkiharsoa tms. ohutta materiaalia. Materiaalin jäähtymiseen kuluu noin 3–4 minuuttia.

Säätö · Elastista tarranauhalla pystytään tukemaan CMC-niveltä yksilöllisesti ja luomaan nivelen lisätilaa. Kiristä sitten tarranauhaa tukemmin ja ohjaa se CMC-nivelen alapuolelle antamaan tukea nivellelle. Loppu elastinen tarranauha voidaan kiinnittää ranneosaan selkäpuolella.

Tuen irrotus · Avaa tarranauhat ja riisu tuki. Sulje tarrat, kun tuki ei ole käytössä.

Materiaalit · Tarkista materiaalit valkoisesta hoito-ohjemerkestä.

Hoito-ohjeet ja huomautukset · Suosittelemme tuen pesua kerran viikossa. Noudata tuotteesta olevaa pesuohjetta, sulje kaikki tarrat ja käytä pesupussia. Älä koskaan pese yli 40 asteen lämpötilassa.

Potilaita, joilla on herkkä iho, diabetes tai huono verenkierto, on tarkkailtava. Allergisten potilaiden tulee tarkistaa päällisen valmistusmateriaalit siinä olevan hoito-ohjemerkin kääntöpuolella.

Lisätietoja: www.mediroyal.se

Español – Instrucciones

Thenax Opponent Thumb

Información general · Lea las instrucciones cuidadosamente. El producto debe ser colocado por un profesional médico como un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un técnico ortopédico o un médico. Los pacientes que sufren de diabetes, problemas circulatorios o que tienen piel sensible deben consultar a su médico antes de usar el producto. Si el paciente sufre de alergias, revise el contenido del material en la parte trasera de la etiqueta blanca.

Indicaciones · El producto ha sido diseñado para brindar soporte a la articulación carpometacarpiana.

Contraindicaciones · Los pacientes con fracturas inestables no deben usar esta órtesis.

Antes de aplicar · Para seleccionar el tamaño adecuado, mida el perímetro de la muñeca. Use la tabla de medidas para determinar el tamaño adecuado. Observe que el producto está disponible en versiones derecha e izquierda.

Aplicación · Aplicación sobre la piel: Si se aplica a la piel directamente, caliente el material en agua a 75-80°C. Generalmente tarda 1-2 minutos en ablandarse. Seque la superficie con una toalla y luego aplíquela al paciente. Cuando esté frío, introduzca el material en la órtesis.

Calentado dentro del bolsillo: Coloque el termoplástico dentro del bolsillo. Doblar ligeramente el material para abrir el bolsillo. Use agua a 75-80°C y viértala en el bolsillo. Tenga cuidado de no quemarse los dedos. Una vez que el bolsillo esté lleno, deje que la órtesis permanezca por aproximadamente 1 minuto. Compruebe que todas las partes del termoplástico estén blandas, en caso contrario vierta más agua en el bolsillo. Cuando esté blando, saque el agua y seque la órtesis con una toalla seca. Doble y presione para absorber la humedad. Controle siempre la temperatura de la órtesis antes de aplicarla a la piel. Los pacientes con piel sensible deben usar una manga protectora. Tarda 3-4 minutos en enfriarse.

Ajuste · La correa de ganchos elástica proporcionará soporte individual a la articulación carpometacarpiana y creará espacio adicional para la articulación. Luego, la correa se puede apretar más al accesorio justo debajo de la articulación carpometacarpiana para brindar más soporte. El resto de la correa se puede fijar al lado dorsal.

Remoción · Abra todas las correas y retire la órtesis. Cierre todas las correas cuando no use la órtesis.

Contenido material · Compruebe el contenido del material en la etiqueta blanca.

Precauciones e instrucciones de cuidado · Recomendamos lavar la órtesis una vez por semana. Siga las instrucciones de lavado de la etiqueta blanca del producto, cierre todas las correas y use una bolsa de malla para lavar. Nunca lave a temperaturas superiores a 40 °C.

Los pacientes que tienen piel sensible o sufren de diabetes o mala circulación deben ser vigilados. Los pacientes que sufren de alergias deben revisar la lista de materiales de la parte trasera de la etiqueta de la cubierta.

Para más información, visite www.mediroyal.se

MediRoyal Opponent Thumb

English

Svenska

Suomi

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

Eesti

Lietuvos

Latvijas

Polski

Русский

Český

Malay

Chinese Traditional

Japanese

GB

SE

FI

DE

FR

IT

ES

PT

NL

EE

LT

LV

PL

RU

CZ

MY

CH

JP

MediRoyal Nordic AB · Box 7052 · SE-192 07 Sollentuna · Sweden
+46 8 506 766 00 · www.mediroyal.se

Deutsch – anleitung

Thenax Opponent Thumb

Allgemeine Informationen · Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Das Produkt sollte von jemandem mit medizinischer Ausbildung angelegt werden, z. B. einem Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Orthopädietechniker oder Arzt. Patienten mit Diabetes, Kreislaufproblemen oder empfindlicher Haut sollten vor Verwendung ihren Arzt befragen. Ist der Patient allergisch, überprüfen Sie die Materialangaben auf der Rückseite des weißen Textetiketts auf Inhalte.

Indikationen · Das Produkt wurde entwickelt, um Daumensattelgelenk abzustützen.

Gegenanzeigen · Patienten mit instabilen Brüchen sollten diese Stütze nicht verwenden.

Vor Anbringung · Zur Auswahl der richtigen Größe messen Sie den Umfang des Handgelenks. Bestimmen Sie die passende Größe mithilfe der Maßtabelle. Beachten Sie, dass es das Produkt in einer rechten und linken Variante gibt.

Anpassung · Anpassung direkt auf der Haut: Die thermoplastische Material im heißen Wasserbad auf 75 – 80° C erwärmen. Nach 1 – 2 Minuten ist die Schiene weich. Nehmen Sie die Schiene aus dem Wasser und trocknen Sie sie mit einem Tuch ab und applizieren Sie die Schiene auf die Hand des Patienten. Wenn die Schiene abgekühlt ist, können Sie sie in die Orthese einführen.

Erwärmen in der Tasche: Platzieren Sie die Schiene in der Orthese. Falten Sie den Stoff ein wenig um die Tasche zu öffnen. Benutzen Sie heißes Wasser von 75 – 80° C und glessen Sie es in die Tasche. Achten Sie darauf, dass Sie sich Ihre Fingerspitzen nicht verbrennen. Wenn die Tasche mit Wasser gefüllt ist, lassen Sie die Orthese 1 Minute so stehen. Prüfen Sie danach, ob die gesamte Schiene weich ist, falls nicht, glessen Sie mehr Wasser in die Orthese. Wenn die gesamte Schiene weich ist, können Sie das Wasser ausgießen und die Orthese mit einem Tuch abtrocknen. Applizieren Sie die Orthese auf die Hand des Patienten und drücken Sie sie fest an, damit das restliche Wasser entweichen kann. Prüfen Sie zuvor die Temperatur. Patienten mit empfindlicher Haut sollten einen Schutzhandschuh tragen.

Anpassung Band · Das lange elastische Stabilisierungsband bietet individuelle Unterstützung für das CMC-Gelenk. Das Band kann nach Bedarf enger, direkt unter dem CMC-Gelenk gezogen werden, um mehr Stabilität zu erzeugen. Der verbleibende Band kann an der Rückenseite befestigt werden.

Entfernung · Öffnen Sie die Klettverschlüsse und entfernen Sie die Schiene. Schließen Sie alle Verschlüsse, wenn die Schiene nicht benutzt wird.

Materialzusammensetzung · Die Materialzusammensetzung findet sich auf der Rückseite des weißen Etiketts.

Pflegeanleitung und Vorsichtsmaßnahmen · Wir empfehlen die Stütze einmal in der Woche zu waschen. Befolgen Sie Waschanleitungen auf dem weißen Etikett am Produkt, schließen Sie alle Klettverschlüsse und benutzen Sie einen Waschbeutel. Niemals bei Temperaturen über 40 Grad Celsius waschen.

Patienten mit empfindlicher Haut, Diabetes oder schlechtem Blutkreislauf sollten beobachtet werden. Patienten mit Allergien sollten die Materialzusammensetzung auf der Rückseite des Etiketts an der Hülle überprüfen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mediroyal.se

Português – Instruções

Thenax Opponent Thumb

Informação geral · Leia atentamente as instruções. O produto deve ser colocado por um profissional de saúde como, por exemplo, um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, técnico ortopédico ou um médico. Os pacientes com diabetes, problemas circulatórios ou pele sensível devem consultar o seu médico antes da utilização. Se o paciente for alérgico, verifique o conteúdo do material na parte de trás da etiqueta têxtil branca.

Indicações · O produto foi concebido para fornecer apoio às articulações carpometacárpicas e metacarpofalângicas do polegar.

Contraindicações · Os pacientes com fraturas instáveis não devem usar esta ortótese.

Pré-aplicação · Para selecionar o tamanho correto, faça a medida circunferencial à volta do punho. Use a tabela de medidas para determinar o tamanho mais adequado. Note se o produto tem a versão esquerda ou a versão direita.

Aplicação · Aplicação na pele: Se aplicada diretamente na pele aqueça o material em água quente a 75-80 graus Centígrados. Geralmente demora 1-2 min até ficar macia. Seque a superfície com uma toalha e aplique sobre o paciente. Quando o material tiver arrefecido, insira-o na ortótese.

Aquecimento dentro da bolsa: Coloque o termoplástico dentro da bolsa. Dobre ligeiramente o material para abrir a bolsa. Utilize água quente a 75-80° C e despeje para dentro da bolsa. Tenha cuidado para não queimar a ponta dos dedos. Assim que a bolsa estiver cheia mantenha a ortótese cerca de 1 minuto. Verifique se todas as partes do termoplástico estão macias, se não coloque mais água na bolsa. Quando estiver macio, despeje a água fora e coloque a ortótese sobre uma toalha seca. Dobre e pressione para absorver a humidade. Verifique sempre a temperatura da ortótese antes da aplicação na pele. Pacientes com pele sensível devem usar uma luva protetora. O arrefecimento demora cerca de 3-4 minutos.

Ajuste · A faixa de velcro elástico serve de apoio à articulação carpometacárpica, dando-lhe espaço adicional. Pode agora puxar a faixa para apertar à ligação mesmo por baixo da articulação CMC e reforçar o apoio. A parte que sobra da faixa pode ser presa na face dorsal.

Remoção · Abra as tiras de velcro e remova a ortótese. Feche todas as tiras quando não estiver a ser utilizada.

Conteúdo do material · Verifique o conteúdo do material na etiqueta branca.

Instruções e precauções de cuidado · Recomendamos que o suporte seja lavado uma vez por semana. Siga as instruções de lavagem da etiqueta branca do produto, feche todas as tiras e use um saco para lavagem de roupa. Nunca lave a uma temperatura superior a 40° C.

Pacientes com pele sensível, diabetes ou má circulação devem ser observados. Os pacientes com alergias devem verificar o conteúdo do material na parte de trás da etiqueta na cobertura.

Para obter mais informações, consulte www.mediroyal.se

