

GB

English – Instructions

Knee Support CTX – General

General information · Read the instruction carefully. The product should be fitted by a medical professional like an occupational therapist, physical therapist, orthopedic technician or a medical doctor. Patients with diabetes, circulatory problems or sensitive skin should consult their doctor before use. If the patient is allergic, check the material content on the textile label.

CTX is a line of compression textile braces for the knee, ankle and elbow. The compression is graded with three compression zones. The higher pressure is located around the joint then grading off into two lower compression zones. This helps to remove swelling over the joint when you are active. Swelling can otherwise cause problems with range of motion in the joint and lead to pain.

Patients with circulatory problems or cardiovascular disease should always check with their physician before use. Only use the support when you are active, never during the sleep.

Indications · The product has been design to provide support and compression to general knee injuries like mild instabilities, local swelling after trauma, inflammation due to over-loading, poor joint position sense or osteoarthritis.

Contraindications · Patients who haven't received a correct diagnosis from a doctor should consult one before use of the brace.

Pre Application · To select the right size, take the circumference measuement around the knee at the height of the knee cap. Use the measurement chart to determine the most suitable size. Open all Velcro straps of the brace before application.

Application · Apply the brace by either pulling it up on the leg. Make sure that the knee cap is placed in the center hole in the front. Close the Velcro straps.

Removal · Open the Velcro straps and remove the brace. Close all straps when the brace is not in use.

Material content · Check the label for material content.

Caring instructions and precautions · We recommend that the brace should be washed once a week. Follow the washing instructions on the white label on the product, close all straps and use a laundry bag. If the brace has spiral stays they don't have to be removed.

Patients with sensitive skin, diabetes or poor circulation should be observed. Patients with allergies should check the material content on the backside of the label on the cover.

For more information consult www.mediroyal.se



FI

Suomi – Käyttöohje

Polvituki CTX – yleinen

Yleiset tiedot · Lue ohjeet huolellisesti. Tuote on syytä sovituttaa terveydenhuollon ammattilaisella, esimerkiksi toimintaterapeutilla, fysioterapeutilla, ortopedian teknikolla tai lääkärillä. Potilaiden, joilla on diabetes, verenkiertohäiriöitä tai herkkä iho, on hyvä neuvotella lääkärin kanssa ennen tuotteen käyttöä. Jos olet allerginen, katso materiaaikoostumus kankaisesta tuote-etiketistä.

CTX on sarja polvi-, kyynärpää- ja nilkkatukia. Kompressio jakautuu kolmeen alueeseen. Puristus on vahvimmillaan nivelen ympärillä, tuen muissa osissa on kaksi löysempää kompressioaluetta. Tämä auttaa poistamaan turvotuksen nivelen kohdalla liikunnan aikana. Muuten turvotus voi aiheuttaa nivelen liikkuvuuden ongelmia ja tuottaa kipua.

Potilaiden, joilla on huono verenkierto tai jokin sydän ja verisuonitauti, on hyvä neuvotella aina lääkärin kanssa ennen tuotteen käyttöä. Käytä tukea vain harraasteassai liikuntaa, älä koskaan nukkuessasi.

Käyttöaiheet · Tuote on tarkoitettu tarjoamaan tukea ja painetta sellaisissa yleisissä polviongelmissa kuin lievät epävakaudet, paikallinen turvotus vamman jälkeen, ylläristuksen aiheuttama tulehdus, huono nivelten liiketarkkuus tai niveinikko.

Vasta-aiheet · Potilaiden, jotka eivät ole saaneet lääkäriltä oikeaa diagnoosia, tulee neuvotella lääkärin kanssa ennen tuen käyttöä.

Ennen pukemista · Valitaksesi oikean koon mittaa polven ympärysmitta polvilumpion korkeudelta. Käytä mittataulukkoa saadaksesi selville sopivimman koon. Avaa kaikki tarranauhat ennen pukemista.

Pukeminen · Pue tuki vetämällä se ylös jalkaan. Varmista, että polvilumpio sijaitsee tuen etuosan keskiaukossa. Sulje tarranauhat.

Riisuminen · Avaa tarranauhat ja riisu tuki. Sulje kaikki nauhat, kun et käytä tukea.

Materiaalisisältö · Katso materiaalisisältö etiketistä.

Hoito-ohjeet ja varoimet · Tuki on suositeltavaa pestä kerran viikossa. Noudata tuotteen valkoisessa etiketissä olevia pesuohjeita, sulje kaikki nauhat ja käytä pesupussia. Jos tuessa on kierukan muotoiset vahvikkeet, niitä ei tarvitse irrottaa.

Ole varovainen tuen käytössä, jos sinulla on herkkä iho, diabetes tai huono verenkierto. Allergisten potilaiden on syytä tarkastaa materiaalisisältö etiketin kääntöpuolelta.

Lue lisää osoitteesta www.mediroyal.se.



ES

Español – Instrucciones

Órtesis de rodilla CTX – general

Información general · Lea las instrucciones cuidadosamente. El producto debe ser colocado por un profesional médico como un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un técnico ortopédico o un médico. Los pacientes que sufren de diabetes, problemas circulatorios o piel sensible deben consultar a su médico antes de usar el producto. Si el paciente sufre de alergias, revise la lista de materiales del producto en la parte trasera de la etiqueta.

CTX es una línea de órtesis de tela de compresión para la rodilla, el tobillo y el codo. Hay tres zonas que ayudan a graduar la compresión. El área de mayor presión está alrededor de la articulación y disminuye hacia las dos zonas de compresión inferiores. Esto ayuda a eliminar la hinchazón sobre la articulación al realizar alguna actividad. De otra manera, la hinchazón podría limitar el movimiento de la articulación y causar dolor.

Los pacientes que sufren de problemas de la circulación o de enfermedades cardiovasculares deben siempre consultar a su médico antes de usarla. Utilice el soporte sólo cuando esté activo, nunca durmiendo.

Indicaciones · Este producto ha sido diseñado para proporcionar soporte y presión en caso de lesiones generales de la rodilla, como inestabilidad ligera, hinchazón localizada postraumática, inflamación por sobrecarga, sentimiento reducido de la posición de la articulación u osteoartritis.

Contraindicaciones · Los pacientes que no hayan sido diagnosticados por un médico deben consultar uno antes de usar la órtesis.

Antes de aplicar · Para seleccionar el tamaño adecuado mida el perímetro de la rodilla a la altura de la rótula. Use la tabla de medidas para determinar el tamaño adecuado. Abra todas las correas velcro de la órtesis antes de aplicarla.

Uso · Coloque la órtesis deslizando la por la pierna. Asegúrese de que la rótula quede en el centro del agujero frontal. Cierre las correas velcro.

Retiro · Abra las correas velcro y retire la órtesis. Cierre todas las correas cuando no use la órtesis.

Contenido material · Revise el contenido material en la parte trasera de la etiqueta blanca.

Precauciones e instrucciones de cuidado · Recomendamos lavar la órtesis una vez por semana. Siga las instrucciones de lavado de la etiqueta blanca del producto, cierre todas las correas y use una bolsa de malla para lavar. Si la órtesis tiene espirales, no las retire.

Los pacientes que sufren de piel sensible, diabetes o mala circulación deben ser vigilados. Los pacientes que sufren de alergias deben la lista de materiales de la parte trasera de la etiqueta de la cubierta.

Para más información, consulte www.mediroyal.se

SE

Svenska – Instruktioner

Knäortoser CTX – Generella

Generell information · Läs instruktionen noggrant. Produkten skall provas ut av medicinsk utbildad personal som arbetsterapeut, sjukgymnast, ortopedingenjör/tekniker eller läkare. Patienter med diabetes, cirkulationsproblem eller känslig hud skall konsultera sin läkare innan användning. Om patienten har kontaktallergier, kontrollera materialinnehållet på etiketten.

CTX är en serie av ortoser tillverkade i kompressionstextil för knä, fotled och armbåge. Kompressionen är graderad i tre olika zoner. Den högre kompressionen är precis över leden och sedan avtar den gradvis. Detta hjälper att reducera svullnad över leden när du är aktiv. Just svullnad kan annars ge både smärta och reducerad rörlighet i leden.

Patienter med cirkulationsproblem skall alltid kontrollera med sin läkare innan användning. Ortosen skall endast användas under aktivitet och aldrig under sömn.

Indikationer · Produkten har designats för att stödja och avlasta knäleden vid mild instabilitet, lokal svullnad efter trauma, inflammation efter överbelastning, dåligt ledpositionssinne eller vid osteoartrit.

Kontraindikationer · Har du inte fått en diagnos av en läkare skall alltid konsultera en innan användning av bandaget.

Förberedelse för applicering · För att välja rätt storlek, ta mått runt knäleden i höjd med knåskålen. Använd sedan mått-tabellen för att hitta rätt storlek.

Applicering · Applicera bandaget genom att dra upp det över knät. Se till att knåskålen hamnar i avsedd öppning framåt. Stäng sedan eventuella kardborrband.

Avlägsna ortosen · Om ditt skydd har kardborreband, öppna dem och ta av bandaget. Stäng sedan alla kardborreband när bandaget inte används. Det förhindrar att kardborren fastnar i materialet och ökar livslängden.

Materialinnehåll · Kontrollera materialinnehållet på baksidan av etiketten.

Skötsel och försiktighetsåtgärder · Vi rekommenderar att bandaget tvättas en gång i veckan. Följ tvättinstruktionen på den vita etiketten på produkten. Stäng alla band och använd gärna en tvättpåse. Om ditt bandage har spiralskenor behöver dessa inte tas ut.

Patienter med känslig hud, diabetes eller dålig cirkulation skall alltid kontrolleras för tryckproblem eller ödem vid behandling. Patienter med allergier skall alltid kontrollera produktens materialinnehåll som finns på den vita artikeletiketten på produkten.

För mer information besök www.mediroyal.se



DE

Deutsch – anleitung

Kniestützen CTX – Allgemein

Allgemeine Informationen · Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Das Produkt sollte von jemandem mit medizinischer Ausbildung angelegt werden, z. B. einem Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Orthopädietechniker oder Arzt. Patienten mit Diabetes, Durchblutungsproblemen oder empfindlicher Haut sollten vor der Anwendung ihren Arzt befragen. Ist der Patient allergisch, überprüfen Sie die Materialangaben auf der Rückseite des weißen Textiletiketts.

Das CTX Material ist eine neue und hochwertige Kompressionsbandagen für Knie, Fußgelenk und Ellenbogen. Die Kompression verteilt sich über drei verschiedene Zonen. Der höhere Druck befindet sich gelenknah und reduziert sich dann in zwei auslaufenden Zonen mit geringerem Druck. Dies trägt dazu bei, dass die Gelenkschwellungen bei aktiver Bewegung abnehmen. Der Gelenkserguss führt ansonsten zu Bewegungseinschränkungen und Schmerzen.

Patienten mit reduzierter Sensibilität und Durchblutungsstörungen sollten dieses orthopädische Hilfsmittel nur nach Absprache mit medizinischem Fachpersonal verwenden.Benutzen Sie die Gelenkstütze nur, wenn Sie aktiv sind, nie im Schlaf.

Indikationen · Das Produkt wurde entwickelt, um bei allgemeinen Knieverletzungen wie leichten Instabilitäten, lokalen Schwellungen nach einem Trauma, Entzündung wegen Überbeanspruchung, mangelndem Gefühl für Gelenkstellung oder Osteoarthritis, Unterstützung und Druck zu gewährleisten.

Gegenanzeigen · Patienten, die noch keine korrekte Diagnose eines Arztes erhalten haben, sollten vor Nutzung der Bandagen einen Arzt konsultieren.

Vor Anbringung · Um die richtige Größe zu bestimmen, messen Sie den Knieumfang auf Höhe der Knie Scheibe. Bestimmen Sie die passende Größe mithilfe der Maßtabelle. Öffnen Sie vor Anbringung alle Klettverschlüsse der Orthese.

Anbringung · Bringen Sie die Stütze an, indem Sie diese über den Vorruss überziehen und entlang dem Unterschenkel bis zum Oberschenkel hochziehen. Stellen Sie sicher, dass sich die Knie Scheibe in der mittleren Aushöhlung an der Vorderseite befindet. Schließen Sie die Klettverschlüsse.

Entfernung · Öffnen Sie die Klettverschlüsse und entfernen Sie die Bandage. Schließen Sie alle Verschlüsse, wenn die Schiene nicht benutzt wird.

Materialzusammensetzung · Die Materialzusammensetzung befindet sich auf dem weißen Etikett.

Pflegeanleitung und Vorsichtsmaßnahmen · Wir empfehlen die Stütze einmal in der Woche zu waschen. Befolgen Sie die Waschanleitungen auf dem weißen Etikett am Produkt, schließen Sie alle Klettverschlüsse und benutzen Sie immer einen Waschbeutel. Hat die Stütze Spiralfedern, brauchen diese nicht entfernt zu werden.

Patienten mit empfindlicher Haut, Diabetes oder schlechter Durchblutung, sollten beobachtet werden. Patienten mit Allergien sollten die Materialzusammensetzung auf der Rückseite des Etiketts an der Hülle überprüfen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mediroyal.se



Informação Geral · Leia as instruções com atenção. O produto deve ser aplicado por um profissional médico tal como um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, técnico ortopédico ou um médico. Pacientes com diabetes, problemas circulatorios ou pele sensível devem consultar o seu médico antes de utilizar. Se o paciente for alérgico, verifique a composição do conteúdo na parte de trás do rótulo branco de tecido na cobertura.

DeRoyal Co-Tex é uma linha de imobilizadores têxteis de compressão para o joelho, tornozelo e cotovelo. A compressão é graduada com três zonas de compressão. A maior pressão situa-se ao redor da articulação depois vai sendo graduada em duas zonas de compressão inferiores. Isto ajuda a remover o inchaço sobre a articulação, quando está ativo. Caso contrário, o inchaço pode causar problemas na amplitude de movimento da articulação e causar dor.

Pacientes com problemas circulatorios ou doenças cardiovasculares devem sempre pedir orientação ao seu médico antes de utilizar este produto. Utilize o apoio apenas quando estiver ativo, nunca durante o sono.

Indicações · O produto foi desenvolvido para proporcionar suporte e compressão para lesões gerais do joelho tais como instabilidades suaves, inchaço após trauma, inflamação devido a excesso de carga, senso de posição articular pobre ou osteoartrite local.

Contra indicações · Pacientes que não tenham obtido um diagnóstico correto de um médico devem consultar um antes da utilização do imobilizador.

Pré aplicação · Para selecionar o tamanho certo, deverá medir a circunferência em torno do joelho na altura da rótula do joelho. Utilize a tabela de medição para determinar o tamanho mais adequado. Abra todas as tiras de Velcro do imobilizador antes da aplicação.

Aplicação · Aplique o imobilizador puxando-o pela perna acima. Certifique-se que a rótula do joelho fica localizada no orifício central da frente. Feche as tiras de Velcro.

Remoção · Abra as tiras de Velcro e retire o imobilizador. Feche as tiras quando o imobilizador não estiver a ser utilizado.

Material utilizado · Verifique a parte de trás da etiqueta branca para saber qual o material utilizado.

Instruções de manutenção e precauções · Recomendamos que o imobilizador seja lavado uma vez por semana. Siga as instruções de lavagem na etiqueta branca no produto, feche todas as tiras e use o saco de roupa. Se o imobilizador tiver fixações espirais, estes não devem ser removidos.

Pacientes com pele sensível, diabetes ou má circulação sanguínea devem ser vigiados. Os pacientes com alergias devem verificar a composição do conteúdo na parte de trás da etiqueta branca na cobertura.

Para mais informações consulte www.mediroyal.se

NL

Nederlands – Instructies


Kniebraces CTX – Algemeen



Size	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	27–29	30–32	33–35	36–38	39–41	42–44	
	38–40	41–43	44–47	47–50	50–53	53–56	

Measure knee and thigh circumfrance

© Copyright MediRoyal Nordic AB, Sweden · 2016 · 25086DR · www.vajer.se



Informations générales · Lisez les instructions soigneusement. Le produit devrait être ajusté par un professionnel médical comme un ergothérapeute, un physiothérapeute, un technicien orthopédiste ou un médecin. Les patients souffrant de diabète, avec des problèmes circulatoires ou une peau sensible, devraient consulter leur médecin avant utilisation. Si vous êtes allergique, vérifiez l'arrière de l'étiquette blanche pour voir les matériaux contenus.

CTX est une gamme d'attelles de compression textiles pour les genoux, les chevilles et les coudes. La compression est classée en trois zones. La pression la plus élevée est située autour de l'articulation et diminue ensuite vers deux zones de compressions plus faibles. Cela aide à éliminer le gonflement autour de l'articulation lorsque vous êtes actif. Le gonflement peut entraîner des problèmes avec l'amplitude de mouvement de l'articulation et engendrer des douleurs.

Les patients avec des problèmes circulatoires ou souffrants de maladies cardiovasculaires devraient toujours vérifier avec leur médecin avant utilisation. Utilisez seulement le soutien lorsque vous êtes actif, jamais pendant le sommeil.

Indications · Le produit a été conçu pour fournir un soutien et une compression pour les blessures générales du genou telles que des légères instabilités, une enflure locale après un traumatisme, une inflammation due à une surcharge, une piètre proprioception de l'articulation ou une arthrose.

Contre-indications · Les patients qui n'ont pas reçu un diagnostic correct d'un docteur devraient en consulter un avant d'utiliser l'appareil orthopédique.

Pré-application · Pour choisir la bonne taille, mesurez la circonférence autour du genou à la hauteur de la patella. Utilisez le tableau de mesure pour déterminer la taille la plus adaptée. Défaitez toutes les sangles Velcro de l'appareil orthopédique avant l'application.

Application · Appliquez l'appareil orthopédique en le glissant sur la jambe. Assurez-vous que la patella est placée dans le trou central du devant. Attachez les sangles Velcro.

Enlèvement · Défaitez les sangles Velcro et enlevez l'appareil orthopédique. Fermez toutes les sangles lorsque l'appareil orthopédique n'est pas utilisé.

Contenu · Regarder au verso de l'étiquette blanche pour voir les matériaux contenus.

Instructions d'entretien et précautions · Nous recommandons que l'appareil orthopédique soit lavé une fois par semaine. Suivez les instructions de lavage sur l'étiquette blanche du produit, fermez toutes les sangles et utilisez un sac à linge. Si l'appareil orthopédique possède des baguettes en spiral, elles n'ont pas besoin d'être enlevées.

Les patients avec une peau sensible, du diabète ou une mauvaise circulation devraient être observés. Les patients avec des allergies devraient vérifier les matériaux contenus sur le verso de l'étiquette sur le produit.

Pour plus d'information, consultez www.mediroyal.se



Algemene informatie · Lees de instructies zorgvuldig door. Het product dient te worden aangemeten door een (para)medische professional, zoals een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een orthopedisch technicus of een arts. Patiënten met diabetes, bloedsomloopklachten of een gevoelige huid dienen voor gebruik hun huisarts te raadplegen. Controleer bij allergie de materiaalsamenstelling op de achterzijde van het witte textiellabel.

CTX is een gamma compressiebraces voor knie, enkel en elleboog vervaardigd uit hoogwaardig textiel. De compressie is ingedeeld in drie zones. De compressie is het hoogst rond het gewricht en neemt dan af in twee zones met lagere compressie. Dit helpt om tijdens activiteiten zwelling rond het gewricht weg te nemen. Anders kan zwelling problemen met het bewegingsbereik van het gewricht veroorzaken en tot pijnklachten leiden.

Patiënten met bloedsomloopproblemen of hart- en vaatziekten dienen altijd vóór gebruik hun huisarts te raadplegen. Gebruik de ondersteuning uitsluitend wanneer u actief bent en nooit tijdens het slapen. Lees in geval van mogelijke allergie de samenstelling van het materiaal op de achterzijde van het witte productlabel.

Indicaties · Het product is ontworpen om ondersteuning en druk te geven bij algemene knieblessures zoals milde instabiliteit, plaatselijke zwelling na trauma, ontsteking ten gevolge van overbelasting, matige perceptie van de gewrichtsstand en osteoartritis.

Contra-indicaties · Patiënten zonder correcte medische diagnose dienen voor gebruik van de brace een arts te raadplegen.

Vooraf · Meet de omtrek rond de knie te hoogte van de knieschijf om de juiste maat te selecteren. Gebruik het maatoverzicht om de geschikste maat vast te stellen. Open voor plaatsing alle klittenbandjes van de brace.

Aanbrengen · Breng de brace aan door hem via het been op te trekken. Zorg ervoor dat de knieschijf in de centrale opening aan de voorzijde is geplaatst. Sluit de klittenbandjes.

Verwijderen · Open de klittenbandjes en verwijder de brace. Sluit alle bandjes als de brace niet wordt gebruikt.

Materiaalsamenstelling · Zie voor de materiaalsamenstelling de achterzijde van het witte label.

Onderhoudsinstructies en voorzorg · Wij raden aan de brace eenmaal per week te wassen. Volg de wasvoorschriften op het witte productlabel, sluit alle bandjes en gebruik een waszak. Als de brace voorzien is van spiraalbealinen hoeven deze niet verwijderd te worden.

Patiënten met een gevoelige huid, diabetes of een matige bloedsomloop dienen te worden geobserveerd. Patiënten met allergieën dienen de materiaalsamenstelling op de achterkant van het label op de cover te raadplegen.

Kijk voor meer informatie op www.mediroyal.se.

SE

Svenska – Instruktioner

Knäortoser CTX – Generella



IT

Italiano – Istruzioni

Supporto per il ginocchio CTX – Informazioni generali

Informazioni generali · Leggere attentamente le istruzioni. Il prodotto dovrebbe essere regolato da un professionista, come un fisioterapista, un fisioterapista della riabilitazione, un tecnico ortopedico o un medico. I pazienti che soffrono di diabete, problemi di circolazione o pelle sensibile dovrebbero consultare il proprio medico prima dell'uso. Qualora il paziente soffrisse di allergia, controllare i materiali contenuti indicati sul retro dell'etichetta.

CTX è una linea di tutori in materiali tessili per ginocchia, caviglie e gomiti. La compressione è graduata grazie a tre zone di compressione. La pressione maggiore si situa attorno al gomito per poi diminuire in due zone dalla compressione più leggera. Ciò aiuta ad eliminare il gonfiore dell'articolazione durante l'attività. Altrimenti, il gonfiore può causare problemi durante i vari movimenti dell'articolazione e provocare dolore.

I pazienti che soffrono di problemi circolatori o di disturbi cardiovascolari sono tenuti a consultarsi con il proprio medico prima dell'uso. Utilizzare il supporto soltanto durante l'attività, e comunque mai durante il sonno.

Indicazioni · Il prodotto è progettato per fornire supporto e compressioni in caso di disturbi leggeri alle ginocchia come lieve instabilità, protezione locale dopo un trauma, infiammazioni da sovraccarico, problemi alle articolazioni o osteoartriti.

Controindicazioni · I pazienti non in possesso di diagnosi medica precisa dovrebbero consultare un medico prima di usare il tutore.

Prima dell'applicazione · Per selezionare la misura corretta misurare la circonferenza del ginocchio all'altezza della rotula. Usare la tabella delle misure per scegliere la taglia più adatta. Per procedere all'applicazione aprire tutte le strisce di velcro del tutore.

Applicazione · Per applicare il tutore, infilarlo sulla gamba e tirarlo verso l'alto. Assicuratevi che la rotula sia posizionata in corrispondenza del foro centrale sulla parte frontale. Chiudere i lacci in Velcro.

Rimozione · Aprire i lacci in Velcro e togliere il supporto. Quando il tutore non è usato, tenere chiuse tutte le strisce in Velcro.

Composizione · Controllare il retro dell'etichetta bianca.

Istruzioni per la manutenzione e precauzioni · Raccomandiamo di lavare il supporto una volta alla settimana. Seguire le istruzioni di lavaggio sull'etichetta bianca sul prodotto, chiudere tutti i lacci e inserire sempre in un sacchetto in tela per proteggerlo durante il lavaggio. Se il supporto è dotato di aste laterale, queste non devono essere rimosse.

I pazienti con pelle sensibile, diabete o problemi circolatori dovrebbero essere tenuti sotto controllo costante. I pazienti che soffrono di allergie dovrebbero controllare la composizione sul retro dell'etichetta sulla copertura.

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.mediroyal.se



EL

Ελληνικά – Οδηγίες

Επιγονατίδες – Γενικά

Γενικές CTX πληροφορίες · Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες Το προϊόν θα πρέπει να το διαχειρίζεται αποκλειστικά εξειδικευμένος ιατρικός επαγγελματίας, όπως για παράδειγμα εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής, τεχνικός ορθοπδικός ή ιατρός. Ασθενείς που παρουσιάζουν διαβήτη, προβλήματα του κυκλοφορικού ή δερματική ευαισθησία θα πρέπει να συμβουλευτούν το θεράπων ιατρό τους προτού το χρησιμοποιήσουν. Αν ο ασθενής είναι αλλεργικός, ελέγξτε το περιεχόμενο υλικό στο πίσω μέρος της λευκής φασματίνης ετικέτας στο κάλυμμα, για το περιεχόμενο υλικό.

Η CTX είναι μία σειρά υφαντών τραντών συμπίεσης για το γόνατο, τον αστράγαλο και τον αγκώνα. Η συμπίεση είναι διαβαθμισμένη με τρεις ζώνες συμπίεσης. Η υψηλότερη πίεση εντοπίζεται γύρω από την άρθρωση, και υποβαθμίζεται σε δύο ζώνες χαμηλότερης πίεσης. Αυτό βοηθά στο να απαλύνεται το πρήξιμο επάνω στην άρθρωση όταν κινείστε. Το πρήξιμο υπό άλλες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με την έκταση της κίνησης στην άρθρωση και να οδηγήσει σε πόνο.

Ασθενείς

