

MEDIROYAL NRX[®] ULNARDEVIATIONSSORTOS



NRX



Ulnardrift av MCP-lederna är vanligt vid RA och vid andra inflammatoriska tillstånd.

Leden driver gradvis ulnart vilket så småningom leder till svårigheter att kunna skapa ett funktionellt grepp.

NRX[®] Ulnardeviationsortos är en volar platta som är tillverkad av en formbar metallkärna som kapslats in i NRX[®]-materialet. Metallkärnan är lätt att justera och forma för att ge stabilitet åt MCP-lederna och även ge stöd åt det volara valvet. Ortosen fungerar utmärkt vid aktivitet men kan också användas som viloortos för att minska smärta under natten. Man kan också använda ortosen för att separera fingrarna och minska flexionen i MCP-leden för exempelvis strokepatienter som har problem med volarhygien eller som skydd för tryck palmart.

NRX-materialet ger en bra tryckavlastning, absorberar inte fukt och kan tvättas i maskin vid behov. Materialet

torkar snabbt vilket gör det lämpligt att använda i samband med olika ADL-situationer.

INDIKATIONER

Ulnardeviation av MCP-lederna vid RA, inflammatoriska processer över MCP-lederna, post operativt efter MP-plastiker, för att separera fingrarna vid problem med volarhygien eller för strokepatienter för att minska trycket av fingrarna palmart.

MR2202 MEDIROYAL NRX[®] ULNARDEVIATIONSSORTOS

Storlek	Bredd över MP-lederna
Small	55-70 mm
Medium	70-85 mm
Large	85-100 mm

Finns i höger och vänsterutförande. Mättet tas som bredden över MP-lederna.