

MANEX RHEUMA BARN



MR2920 är anpassad och designad för att ge optimalt stöd för barns händer och handleder.

Handledsstöd för barn dagtid som avlastar, stabiliserar vid handleden och underlättar handfunktion för lek och aktivitet. Handledsstöd som kan underlätta barnets motoriska och sensoriska utveckling genom att skapa förutsättning för grepp. Även för

barn som inte aktivt kan använda sina händer kan ortosbehandling vara motiverad vid olika ADL-situationer som t ex vid på-, avklädning och skötsel av hygien.

INDIKATIONER

Motverka och korrigera felställningar, kompensera funktionsbortfall, avlasta kroniskt uttänjda muskler, smärtlindring och skona leder hos barn t ex med RA.

MR2920 MANEX RHEUMA BARN, VÄNSTER/HÖGER

X-Small	10-11 cm
Small	11-13 cm
Medium	13-14 cm
Large	14-15 cm
X-Large	15-17 cm

Omkretsmättet tas runt handleden i centimeter.



mediroyal 

Mediroyal Nordic AB

Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden

Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna

Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se

info@mediroyal.se

facebook.com/Mediroyalnordic