

# MEDIROYAL SKUMHALSKRAGE



**Mediroyals halskrage är en mediumstabil halskrage tillverkad av polyesterskum av hög densitet.**

Kragen har designats med en anatomisk utformning för hakan och en stabil baksida där stängningen med kardborre är placerad. Skumdelen är överdragen med två lager av bomullstrikå för maximal komfort.

#### **Indikationer**

Avlastning för nacke och halskotpelare vid lindrigare besvär.

#### **MEDIROYAL SKUMHALSKRAGE**

Höjd framtill	Artikelnummer Grå	Artikelnummer Svart
6 cm	MR515-06	MR516-06
8 cm	MR515-08	MR516-08
10 cm	MR515-10	MR516-10
12 cm	MR515-12	MR516-12