

# CRX<sup>®</sup> MALLEUM PLUS



## CRX<sup>®</sup> Malleum Plus

En ortos som kombinerar kompression med extra stöd. Tillverkad av ett speciellt material med hög kompression över leden samt silikonpelletter. För extra stöd finns ett elastiskt kardborrband som kan appliceras individuellt. Genom att använda ortosen under aktivitet minskar risken för att leden svullnar. Kan användas för både höger och vänster. På grund av den högre kompressionen i CRX<sup>®</sup> Malleum plus-ortosen skall de endast användas under aktivitet. Personer med nedsatt sensibilitet eller cirkulation ska inte använda ortoserna utan att rådgöra med läkare först.

**INDIKATIONER** Fotledsproblem, stukningar och svullnad.

### MR5402 CRX<sup>®</sup> Malleum Plus



Storlek	Omkretsmått runt fotledsknölärna
X-Small	17-19 cm
Small	19-21 cm
Medium	21-23 cm
Large	23-25 cm
X-Large	25-27 cm
XX-Large	27-29 cm