



mediroyal 

Orthoses are our passion

# DEX Handledsortoser

*Ett nytt koncept för stabilisering  
av handleden*

**DEX**®  
BY MEDIROYAL



# DEX® Handledsortoser

## Ett nytt koncept för stabilisering av handleden

Mediroyal DEX® är ett nytt koncept för stabilisering av handleden med två skenor på dorsalsidan, en skena ulnart och en förformad skena volart. DEX® handlederna kan användas för att stödja handleden i dorsalextension, ulnardeviation och i volarflexion. Skenorna kan plockas ur och justeras vid behov för mer specifikt stöd.

**Indikationer:** Handledsinstabilitet, lateral epikondylit, ulnar instabilitet, tendinit eller efter frakturer.



De två dorsala skenorna och den ulnara skenan är tillverkade av fjäderstål som ytbehandlats med ett plastskikt. Skenorna kan enkelt justeras för att öka stabiliteten, ge mer specifikt stöd ulnart eller avlasta caput ulna-huvudet. Den volara skenan för mid och den långa modellen är vår mörkblå stabila plastskena för maximal stabilitet. För den korta modellen är skenan en förformad och tillverkad i aluminium.



MR2274

MR2270

MR2271

DEX® handlederna finns i tre olika längder och har en handskdesign med en lycraplös och en snörstängning för enkel applicering. Snörsystemet går från radialsidan och fästs ulnart för ett optimalt stöd. Kardborren är av microhake och ger en låg profil och en stabil infästning. Tumgreppet har en Ventus™ plös som kan justeras individuellt för att exponera mer hakyta vid behov.

DEX® ortoserna är tillverkade av en kombination av Neptune™ och Ventus™-material. Neptune™ materialet ligger volart och ger en låg profil och en hög andningsaktivitet. Den dorsala delen av ortosen är tillverkad av Ventus™ material med en fleeceinsida för en hög komfort och tryckavlastning.



### Storlekstabell

	MR2274 – Dorsal Längd 12 cm		MR2270 – Dorsal Längd 17 cm			MR2271 – Dorsal Längd 22 cm		
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL		
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	21–23		
Finns i vänster- och högerutförande								



# NRX

## NRX-kompatibel

DEX® serien är kompatibel med NRX® Strap och kan användas när stabilitet över handleden behövs för att fästa appliceringen av NRX® Strap.



Orthoses are our passion

**mediroyal** 

Mediroyal Nordic AB  
Box 7052, Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna, Sweden  
info@mediroyal.se · www.mediroyal.se