



mediroyal 

Orthoses are our passion

NRX®

## Tendens Handledsortos

– *Bibehåller ett aktivt grepp*



### MR2255 · NRX® Tendens Handledsortos

NRX® Tendens är en handledsortos med en unik radial-dorsal-ulnar design som gör det möjligt att ha ett aktivt grepp samtidigt som vola är fri. Över den radialis och ulnara sidan finns två flexibla stålskenor i öppna fickor. Skenorna kan justeras vid behov och ger stöd vid repetitiv ulnar- och radialdeviation. På insidan av ortosens dorsala del finns NRX® Strap-materialet integrerat, som tillsammans med handledsbandet ger en bra kontroll av dorsalextension av handleden.

NRX® Tendens är ett utmärkt alternativ för hantverkare som behöver använda specifika verktyg där handflatan måste vara fri. Fungerar också för idrottare som behöver kunna hålla i en klubba-, racket eller stav. Industrierbetare med repetitiva rörelser i handleden och som behöver handflatan fri kan också med fördel använda NRX® Tendens.

**Indikationer:** Arbetsrelaterade problem med monoton repetitiv belastning av handleden, tendinit, musarm eller lateral epikondylit.

Måttabell · Finns i vänster- och högerutförande

### MR2255 · NRX® Tendens Handledsortos

| Storlek            | S     | M     | L     |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Omkrets handled cm | 13–16 | 16–18 | 18–22 |



Vajer [wire] 2022 · 26098DR · SE