



mediroyal

Orthoses are our passion

Manex Lace Up Wrist & Thumb

– Stabil, andningsaktiv ortos för bästa komfort, med skräddarsydd känsla!

MR2272 · Manex Lace-Up Wrist & Thumb

Manex Lace-Up Wrist & Thumb är en ny modell som kombinerar både tum- och handledsstabilitet i kombination med ett snörningssystem för enkel applicering. Modellen är tillverkad av Ventus™ materialet med kardborretyg på utsidan. Detta gör att snörningens NRX® hake kan fästas in överallt på ortosens yta. Ventus™ materialet har en insida med microfleece och är andningsaktivt .

Snörningen är designad med två kardborreband som är tillverkad av NRX® hake vilket ger en mycket låg profil och en bra infästning. Dessa kan fästas in på ovansidan av bandaget och kan ge olika stöd beroende på var de fästs. Bandaget har en fast plös tillverkad i Lycra som gör att bandaget kan träs på som en handske. Tumgreppet är justerbart.

Indikationer: Generell tum- och handledsinstabilitet, De Quervain, inflammatoriska sjukdomar eller vid tendinit.

Manex Lace Up Wrist & Thumb Skenor

Storlekstabell

MR2272 Manex Lace-Up Short Wrist & Thumb
– Finns i vänster- och högerutförande

Size	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	21–23	





Orthoses are our passion



MR2294 CTA Skena



MR2292 Skena



Manex Lace Up Wrist & Thumb Skenor

Skenan är den nya CTA-skenan i thermoplast med lägre handledsvinkel. Nedre delen på skenan har en split som minskar trycket nedtill vid volar belastning. Skenan kan formas om med hjälp av varmt vatten vid behov.

Tumskenan är förformad och tillverkad av anodiserat aluminium som kan justeras individuellt.

För att ge mer stöd volart/dorsalt kan man använda MR2490 Extraband 50 mm.



MR2490 Extraband