



mediroyal 

Orthoses are our passion

**NYHET!**

## Manex Lace-Up Light · Kort

### MR2278 · Manex Lace-Up Light · Kort

Manex Lace-Up Light är ett nytt handledsbandage, utan skena och med en kortare design och snörning för patienter som vill ha ett handledsstöd med låg profil med lätt stöd och som är lätt att applicera. Bandaget är tillverkat av Ventus™ materialet som är andningsaktivt och har en mjuk och komfortabel insida.

Snörningen är designad med ett kardborreband som är tillverkad av NRX® hake vilket ger en mycket låg profil och en bra infästning. Bandet kan fästas var som helst på ortosens utsida. Det längre hakbandet gör att man kan få mer stöd över handleden beroende på var på ytan som det appliceras. Tumgreppet är justerbart.

Stabiliteten över handleden kan ökas med hjälp av MR2491 Extraband 30 mm.

**Indikationer:** Generell handledsinstabilitet, tendinit eller vid epikondylit.

#### Storlekstabell

MR2278 Manex Lace-Up Light · Kort · Finns i vänster- och högerutförande

Size	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23	

MR2491