



mediroyal

Orthoses are our passion

**NYHET!**

# Manex Lace-Up Short

## MR2279 · Manex Lace-Up Short

Manex Lace-Up Kort är ett nytt handledsbandage med kortare design och snörning för patienter som vill ha ett handledsstöd med låg profil och som är lätt att applicera. Bandaget är tillverkat av Ventus™ materialet som är andningsaktivt och har en mjuk och komfortabel insida.

Snörningen är designad med ett kardborreband som är tillverkad av NRX® hake vilket ger en mycket låg profil och en bra infästning. Det längre hakbandet gör att man kan få mer stöd över handleden beroende på var på ytan som det appliceras. Tumgreppet är justerbart.

Skenan är förformad och tillverkad av anodiserat aluminium. Om behov finns för en handled utan skena kan skenan tas ur skenfickan.

Stabiliteten över handleden kan ökas med hjälp av MR2491 Extraband 30 mm.

Om ett längre handledsbandage behövs rekommenderar vi att använda MR2229 Manex Lace-Up.

### Indikationer:

Generell handledsinstabilitet, tendinit eller vid epikondylit.



### Storlekstabell

MR2279 Manex Lace-Up Short · Finns i vänster- och högerutförande

Size	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23	



mediroyal 

Orthoses are our passion

# Manex Lace-Up

NY  
UPPDATERAD  
DESIGN!

## MR2229 · Manex Lace-Up

Manex Lace-Up har fått en uppdaterad design och har nu ett Ventus™ material med kardborreyta på hela utsidan. Detta gör att snörningens NRX® hake kan fästas in överallt på utsidan. Ventus™ materialet har en insida med microfleece och är andningsaktivt .

Snörningen är designad med två kardborreband som är tillverkad av NRX® hake vilket ger en mycket låg profil och en bra infästning. Dessa kan fästas in på ovansidan på bandaget och kan ge olika stöd beroende på var de fästs. Bandaget har en fast plös tillverkad i Lycra som gör att bandaget kan träs på som en handske. Tumgreppet är justerbart.

Skenan är den nya CTA-skenan i termoplast med lägre handledsvinkel. Nedre delen på skenan har en split som minskar trycket nedtill vid volar belastning. Skenan kan formas om med hjälp av varmt vatten vid behov.

För att ge mer stöd volart/dorsalt kan man använda MR2490 Extraband 50 mm.

**Indikationer:** Generell handledsinstabilitet, inflammatoriska sjukdomar eller vid tendinit.



MR2294 CTA Splint



MR2490 Extra Strap

### Storlekstabell

MR2229 Manex Lace-Up · Finns i vänster- och högerutförande

Size	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23	