



mediroyal

Orthoses are our passion

Proxi® Ultra Tumortos

MR2333 · Proxi® Ultra Tumortos

Proxi® Ultra är en ny tumortos i Mediroyals Proxi®-serie. Proxi® Ultra ger mer stöd över CMC-leden jämfört med MR2338 Proxi® Plus modellen. Thermoplastdelen är tillverkad i en 2,2 mm molekylärt modifierad plast som har maximal stabilitet i den vertikala riktningen men är flexibel i den horisontella riktningen. Detta gör det möjligt att kunna modifiera volym och storlek genom att med handkraft böja thermoplasten utan att behöva använda varmluft eller varmvatten. Designen på thermoplasten har gjorts längre och går ned över CMC-leden och täcker in Trapezium för mer stabilitet och stöd.

Den nya Proxi® Ultra kombinerar stabilitet med hög komfort och funktionalitet. Ortosen är tillverkad av vår Neptune™ textil som är hydrodynamisk, andningsaktiv och snabbtorkande. Designen behöver inga kantband vilket gör att den enkelt kan anpassas och justeras med en sax. Undvik att klippa över thermoplastförstärkningen och över kardborrefästningarna. Alla andra områden kan klippas utan problem.

- Integrerad 2,2 mm microperforerad thermoplast för stabilitet
- Enkel att justera passformen
- Lågprofilhake som kan fästas var som helst på ytan

Indikationer: Stödja och avlasta tummens CMC-led pre-/postoperativt eller när immobilisering behövs, efter trauma, inflammationer, reumatoid artrit eller degenerativa sjukdomar.

För extra stöd kan Proxi® Ultra kombineras med extrabanden MR2490 alt MR2491.

Proxi® is a trademark of Mediroyal Nordic AB

The design is protected by one or more of the following Registered EU Community Designs or US Design Patents: US D9024155, 005805025-0001, 005805025-0002, 005805025-0003, 008564462-0001, 008564462-0002, 008564462-0003.

Måttabell

MR2333 Proxi® Ultra Tumortos · Finns i höger- och vänsterutförande

Size mm	XS	S	M	L	XL	
	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	