



mediroyal 

Orthoses are our passion

# Royal Putty Nova & Featherlite Nova

Vi har vidareutvecklat vår populära handträningssmassa efter förslag från våra kunder.

De två nya Nova-handträningssmassorna har en torrare och mindre oljig känsla jämfört med våra tidigare kvaliteter. Vidare har vi ökat det dynamiska motståndet.

**VIDARE-  
UTVECKLAD  
FORMULA**



Kompositionen i handträningssmassan består av silikonelastomer med olika densitet. I vår vidareutveckling har vi förnätat elastomermaterialet vilket ökar det dynamiska motståndet vid belastning. Det gör att vid högre träningsintensitet svarar handträningssmassan med ett högre motstånd. Vid låg intensitet svarar handträningssmassan med ett lägre motstånd. Detta gör att samma motstånd kan följa patienten längre under rehabiliteringsfasen.

Vi har också anpassat de lägre motstånden XX-Soft och X-Soft för att bättre fungera för neurologiska och reumatiska patienter.

Vi introducerar även en mellanförpackning på 450 gram/335 cc vid sidan av våra mindre förpackningar och den större klinikförpackningen.

Se motståndsv varianter  
och förpackningsstorlekar 

© Mediroyal Nordic AB 2022

Mediroyal Nordic AB · Box 7052 · 192 07 Sollentuna · Sweden · Tel +46 8 506 766 00  
info@mediroyal.se · facebook.com/Mediroyalnordic · www.mediroyal.se



## Royal Putty Nova

Finns i sex olika motstånd. De lägre motstånden XX-Soft och X-Soft har mer anpassats för neurologiska och reumatiska patienter med ett lågt motstånd där massan inte kladdar.

Alla de olika kvaliteterna kan blandas för att skapa ett individuellt motstånd.

Motstånd	Färg	85 g	450 g	2,25 kg
XX-Soft	Vit	1111	1131	1121
X-Soft	Beige	1112	1132	1122
Soft	Gul	1113	1133	1123
Medium	Röd	1114	1134	1124
Firm	Grön	1115	1135	1125
X-Firm	Blå	1116	1136	1126



## Featherlite Nova

Den nya Featherlite Nova har gjorts betydligt lättare än den tidigare kvaliteten. Det dynamiska motståndet har ökat ytterligare och massan har högre elasticitet vilket gör den mer funktionell vid avancerad handträning.

Featherlite låga vikt gör att den säljs i cc volym istället för gram.

Motstånd	Färg	65 cc	335 cc	1625 cc
X-Soft	Vit	2111	2131	2121
Soft	Gul	2112	2132	2122
Soft-Plus	Lime	2113	2133	2123
Medium	Grön	2114	2134	2124
Firm	Blå	2115	2135	2125



**mediroyal**