

XFW - EXTRA FRAMFOTSKIL

MR1600



NEUTRAL FOTSTÄLLNING



SUPINATION



PRONATION

XFW STÅR FÖR EXTRA FOREFOOT WEDGE och kan användas tillsammans med MediRoyal MOW® och LOW®-sulorna för att öka korrigeringsgraden. Kilen är tillverkad i EVA med högre densitet 6 mm och kan användas antingen lateralt eller medialt på framfoten. Den monteras med självhäftande tejp eller limmas på plats permanent med kontaktlim. 1 par per förpackning.

MR1600 XFW EXTRA FRAMFOTSKIL

Universal storlek 34-47



mediroyal 

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna, Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B, Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se
facebook.com/Mediroyalnordic