



mediroyal

Orthoses are our passion

NRX

## Thenax Opponent Tumortos

### MR2181 · NRX® Thenax Opponent Tumortos

NRX® Thenax Opponent är en tumortos som kan anpassas individuellt för patienter med problem från CMC 1-leden. Den har en termoplast i en volar ficka som kan formas individuellt för att stödja CMC-1 leden. Ortosen är tillverkad av NRX® material med mjuk kardborretyta och polstrad med Neptune™-material för hög användarkomfort. Fickan är tillverkad i 0,7 mm NRX® material där termoplasten kan monteras. Termoplasten kan formas antingen direkt i fickan eller externt med hjälp av varmt vatten och sedan monteras i fickan som stöd för CMC-1 leden.

Ortosen har lågprofilhake vid tumgreppet samt vid stängningen över handleden. Ett elastiskt hakkardborreband är placerat vid tummen och kan fästas på ortosens yta för individuellt stöd. Handledsstängningen har en D-ring för att göra appliceringen enkel.

**Indikationer:** Stödja och avlasta tummens CMC-led pre-/postoperativt eller när immobilisering behövs, efter trauma, inflammationer, reumatoid artrit eller degenerativa sjukdomar

#### Måttabell

MR2181 · NRX® Thenax Opponent Tumortos · Finns i höger- och vänsterutförande

Storlek	XS	S	M	L	XL
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22



NRX® är ett registrerat varumärke av Mediroyal Nordic AB, Sweden  
© Mediroyal Nordic AB, Sweden 2021