



AFO Dorsal Splint

-med band

Dorsalskena i polypropylenplast. Levereras med färdigmonterat korbordband med vadpolstring samt justerbart fotledsband. Uttag i hälpartiet ger en bättre passform och gör att ortosen fungerar bra i skon. Kan formas och individanpassas med hjälp av värme för bättre passform. Placerar foten i neutralposition och motverkar droppfot.



MR5801 • AFO Dorsal Splint med band

- PP-skena med öppen häl
- Motverkar droppfot
- Lyfter och stödjer foten
- Smidigt utförande
- Passar bra i de flesta typer av skor
- Tunn fotdel som är lätt att klippa till med en sax, kan individanpassas med värme

Skostorlek • Finns i vänster- och högerutförande

S = 34-37

M = 38-41

L = 42-45



AFO Dorsal Splint

-utan band




MR5800 • AFO Dorsal Splint utan band

Droppfotsskena utan appliceringsband går utmärkt att anpassa med flera av våra material som finns på rulle. På bild ser ni hur vi har använt Neopren med kardborretextil för polstring baktill.

För enkel och snabb applicering utan att behöva fästa banden med nitar använder vi *NRX Low Profile Hook* som är självhäftande. Runt både vrist och vad används *Mjukt kardborreband, lågprofil*.

Storlekar: se föregående sida



[EU490101](#) • Neopren med Kardborretextil/Svart Nylon • 1 mm • B: 58 cm • L: 100 cm
[EU445060](#) • NRX Low Profile Hook, självhäftande • Transparent • 50 mm x 25 m
[EU445062](#) • Lågprofil Mjuk Kardborre • 50 mm x 25 m