

mediroyal

Orthoses are our passion

Nyheter!

## NRX® Kort tumortos med skena



### MR2326 • NRX® Kort tumortos med skena

Tumortos med en kärna av neopren som ger ett bra stöd över thenarmuskulaturen och ett lättare stöd över handleden. Insidan av ortosen är klädd i vårt Neptunematerial som gör att ortosens insida är snabbtorkande och svalare. Ulnart har ortosen formsyttts för att förhindra att handens valv pressas samman. Utsidan är gjord av material för infästning av kardborre för att ge maximal möjlighet av individanpassning. Kan anpassas med spiralfjäder eller flexistål, tumgreppet är justerbart.

**Indikationer:** Vid svaghet, smärta, artros i tummens CMC-led. Lämplig som arbetsortos där både finmotoriska och belastningsrelaterade moment ingår.

Mät handledens omkrets

Storlek	XS	S	M	L	XL
Cm	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22

Nyheter!

## Origo™ Mellan tumortos med extra band



### MR2366 • Origo Tumortos Mellan med extra band

Tumortos i stabilt material som ger ett bra stöd över thenarmuskulaturen och ett förstärkt stöd över handleden med ett extra långt handledsband. Ulnart har ortosen formsyttts för att förhindra att handens valv pressas samman. Skenficka av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Kan anpassas med spiralfjäder eller flexistål. Tumgreppet är justerbart.

**Indikationer:** Skador orsakade av arbetsrelaterade situationer, t ex triggertumme, artros, artrit. Zig Zag tumme /skomakartumme vid RApatienten.

Mät handledens omkrets

Storlek	XS	S	M	L	XL
Cm	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22