



mediroyal

Orthoses are our passion



NRX® C-GO Tumme

CGO208

– Kompatibel med NRX® Strap

En mjuk och elastisk tumortos, tillverkad i perforerat CR-skum, med mjuk insida som skyddar och avlastar tummen. Då den kommer utan skena och är designad att hålla tummen i neutral position vid viloläge, passar den särskilt bra vid besvär i tummens bas (CMC) och mellanled (MP). Det längre tumbandet är tillverkat av Neptune™ och ger extra stöd för tumbasen. En kardborre under bandet låser stödfunktionen på önskad placering.

CGO208 NRX® C-GO Tumme

Stödet kan klippas till för individuell anpassning. Vid trång känsla kan en liten slits klippas i tumdelen eller så kan tumdelen kortas ner något. Skall ej klippas över sömmen.


Indikationer: Artros, CMC- eller MCP-ledsinstabilitet, inflammation, stukningar, reumatoid artrit, avlastning och överrörlighet i tumme och handled.

Kompatibel med

NRX®
STRAP

■ CGO208 – HÖGER / VÄNSTER

MÅT HANDLENS OMRKETS

STRL	1 · XS/S	2 · M/L	3 · XL/XXL	
CM	12-16	16-20	20-24	



Mönsterskyddad i EU under 15085791