

Orthoses are our passion

# Pluspoint FAST

## Funktioner:

- Lätt och motståndskraftig ram, gjord av en speciell aluminiumlegering, justerbar (underlättar utformningen på lår och vad)
- Anatomisk design för perfekt passform
- Främre hylsa för enkel applicering
- Ultralåg polycentrisk clickclack-led som är lätt att justera utan stift & verktyg
- Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°
- Block: 0, 10°, 20°, 30°

## Indikationer:

- Instabilitet och rupturer av ACL, MCL, LCL, PCL eller kombinerad instabilitet
- Svår instabilitet i knäleden, traumatisk eller degenerativ
- Pre/post-operativ behandling, vid rehabilitering eller konservativ behandling, av de tidigare nämnda skadorna



M22040RT • Höger  
M22040LT • Vänster

Storlek	Lårets omkrets	Längd cm
S	39/47 cm	40
M	47/53 cm	40
L	53/60 cm	40
XL	60/67 cm	40
XXL	67/75 cm	40

