

Orthoses are our passion

GenuFeel OA

- Knäortos för gonartros som är snabb och enkel att applicera

- Trepunktsystemet minskar effektivt belastningen på den smärtande sidan av knät
- Ger stöd när det behövs: stödjande vid gång, "standby" när du sitter
- Material med en aktiv andningsfunktion
- Öppen framtill som underlättar applicering
- Enkelled: flexion (20°, 40°), extension (0°, 10°)
- Polymerstag med integrerad avlastningsring, för korrekt placering av stödet
- Avlastningsringen har även en intern skyddande stoppning i gel som är avtagbar
- Extra vaddering över tryckzonerna

Indikationer:

- Måttlig eller svår ensidig gonartros
- Postoperativ vård av brosk eller menisk



M24014R • Höger
M240140L • Vänster

Storlek	Lårets omkrets	Längd cm
XS	33/39 cm	40
S	39/45 cm	40
M	45/52 cm	40
L	52/58 cm	40
XL	58/66 cm	40

