



mediroyal

Orthoses are our passion

Universalhandled

UNI801 · UNI802

– **Bilateral handled i universal storlek**

UNI-handlederna är designade för att fungera både på höger och vänster hand i en universalstorlek som täcker in de vanligaste storlekarna.

Designen är asymmetrisk och kombinerar NRX-material tillsammans med ett skumlaminat med hög stabilitet samt en lycraplös som gör det enkelt att applicera ortosen. Två skenfickor gör att skenan enkelt kan växlas för höger respektive vänster hand.

Universalhandlederna kan med fördel användas som bas för NRX® Strap.

UNI802

UNI801

Kompatibel med
NRX®
STRAP

UNI801 Universalhandled

Denna universalhandled är 20 cm lång med tre microkardborrar som kan fästas direkt på ortosen. Levereras med den gröna CTA-plastskenan MR2294.

Indikationer: Karpaltunnelsyndrom, artros, handledsinstabilitet, inflammation, stukningar, reumatoid artrit, avlastning och överrörlig handled.

UNI802 Universalhandled Lång

Universalhandled Lång är 24 cm lång med två microkardborrar distalt och två proximalt som fäster direkt på ortosen. Runt handleden finns ett elastiskt kardborreband som ger extra stöd. Levereras med den långa stabila plastskenan MR2298.

Indikationer: Efter avgipsning, handledsinstabilitet, inflammation, stukningar, avlastning för handleden.

UNI801 Universalhandled

UNI802 Universalhandled Lång

Storlek

Universal storlek 12–24 cm

