

The Mediroyal logo is positioned at the top center of the page. It features the brand name 'mediroyal' in a white, lowercase, sans-serif font, followed by a stylized white graphic element consisting of three curved lines that suggest movement or a wave. The logo is set against a dark blue rectangular background.

mediroyal

Orthoses are our passion

Ryggstöd Dorsum LOW

MR4924 • Ryggstöd Dorsum LOW • 19 cm

Dorsum LOW är framtagen för att ge extra stöd åt ländryggen i en extremt smidig och komfortabel lösning. Ryggstödet har en total höjd över ländryggen på 19 cm och en front på endast 14 cm, vilket ger produkten en unik kombination av smidighet och hög komfort i samma lösning.

I ländryggen sitter fyra skenor som lokalt ökar stödet och avlastningen. Skenorna är placerade i öppna skenfickor, två på höger och två på vänster sida om ryggraden. De kan tas ur, vilket möjliggör individuell anpassning av stödet efter användarens behov.

Skenorna är tillverkade av flexibel plast och formar sig efter ländryggens konturer på bästa sätt. Ryggstödet är dessutom utrustat med ett extra stabiliserande X-band över ländryggen, vilket gör det enkelt och ergonomiskt att justera graden av stöd utifrån behov.

mediroyal

Orthoses are our passion



Ryggstödet är tillverkat i ett elastiskt, tunt och andningsaktivt Lycra-material med en tjocklek på 0,5 mm för optimal användarkomfort. Tack vare ryggstödet's unika konstruktion, material och låga höjd fungerar det väl även under vanliga kläder.

För att underlätta av- och påtagning samt justering är stödet utrustat med flera greppvänliga funktioner. Dessa inkluderar en greppögla, ett handband som minskar behovet av fingerstyrka samt greppvänliga bandavslut för enkel justering.

Rekommenderad tvätt är 40° skontvätt. Stäng kardborrebanden och ta ur skenorna före tvätt. Efter tvätt ska produkten sträckas lätt och lufttorkas innan användning.

Mät midjans omkrets

MR4924 • Ryggstöd Dorsum Low • 19 cm

Storlek	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Cm	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-135