



mediroyal

Orthoses are our passion

## Armbågsortos Ulnaris

### MR2250 · Armbågsortos Ulnaris

Denna armbågsortos har designats för behandling vid inklämning av ulnarisnerven i armbågen. Den är tillverkad av svart ARX® material som har en bra ventilation och med Neptune™ material i armbågsvecket. Ortosen har en termoplastdel och en aluminiumska som används för att förhindra flexion i armbågsleden.

Termoplasten formas externt med hjälp av varmt vatten och placeras sedan i fickan på insidan. Över armbågsleden finns ytterligare en ficka med en pelott som är tillverkad i tryckavlastande skum. Pelotten kan anpassas genom att klippas för individuell tryckavlastning.

Kardborrestängningen över armbågsleden är designad med lågprofilkardborre som kan fästas över hela ytan. Ortosen har en cirkulär design med ett Neptune™ material för att göra appliceringen enkel.

**Indikationer:** Inklämning av ulnarisnerven, som flexionsstöd för strokepatienter eller efter armbågsfrakturer för att förhindra flexion i armbågsleden.

### Måttabell

#### MR2250 · Elbow Brace Ulnaris

Size	0 (XS)	1 (S/M)	2 (L/XL)	3 (XXL)	
cm	16-20	20-25	25-31	31-38	



ARX® är ett registrerat varumärke av Mediroyal Nordic AB.

© Mediroyal Nordic AB 2025