

MR2703

Proxi® MP Skena

Proxi® MP Skenan kombinerar stabilitet, stöd och lokal kompression över MP-leden. Den är utformad för att avlasta och stabilisera tummens MP-led, medan IP-leden och CMC-leden lämnas fria för funktionell rörelse.

Ortosens kärna består av thermoplast och har en integrerad, tunn aluminiumskena inbyggd i plastkonstruktionen. Aluminiumskenan i kombination med Proxi® plasten möjliggör enkel och exakt justering av vinkeln i MP-leden och passform över thenarmuskulaturen utan behov av uppvärmning, vilket underlättar individuell anpassning. Materialet är laminerat på NRX® Strap som underlättar att hålla skenan på plats tack vare den friktion som materialet skapar mot huden. Ovansidan består av ett laminerat kardborretyg som möjliggör säker och flexibel fixering. Kardborrarna som används för infästning av tumbandet är flyttbara tack vare en dubbelsidig kardborrkonstruktion för att passa individen optimalt.

Skenan finns i flera storlekar och längder, och omkrets-måttet runt tummens MP-led är justerbart för optimal passform.

MR2703 - Höger / Vänster		måttet avser längden på metakarpalbenet	
Size	S	M	L
mm	35-50	50-60	60-

Indikationer: Efter trauma mot tummens MP-led, triggertumme, instabilitet eller smärtsam hyperextension i tummens MP-led, ledsvullnad och inflammatoriska tillstånd, efter luxation eller subluxation i tummens MP-led, reumatoid artrit eller andra inflammatoriska ledsjukdomar i MCP I

