

CGO208

NRX® C-GO Tumme

- Formen skapar stödet

NRX® C-GO är en unik, mjuk och elastisk tumortos i perforerat neopren som skyddar, stabiliserar och avlastar tummen. Den är utvecklad för att ge stabilt tumstöd utan skenor, tack vare sin genomtänkta konstruktion och sitt innovativa stabiliserande band. Resultatet är ett stöd som kan jämföras med en skena – men med betydligt större flexibilitet och individuell anpassning.

Ortosen positionerar tummen i en neutral viloställning och är särskilt lämpad vid besvär i tummens basled (CMC) och mellanled (MP). Det justerbara bandet i lågprofils materialet Neptune gör det möjligt att styra och anpassa stödet exakt efter patientens behov. Ortosen har dessutom en utsida i kardborretyg, vilket ger ytterligare möjligheter att placera och justera band och tillbehör för optimal individuell anpassning.

Den integrerade C-formade pelotten ger riktat stöd över tumbasen och thenarmuskulaturen. Genom en smart tvåstegsspänning kan stödet först fästas över thenarmuskulaturen för positionering av CMC-leden och därefter säkras över MP-leden, vilket skapar effektiv stabilisering och avlastning.

C-GO är enkel att individanpassa och kan vid behov justeras genom mindre modifieringar i tumdelen. För ytterligare anpassning är ortosen fullt kompatibel med NRX®-strap, vilket möjliggör ett modulärt tumstödssystem utan skenor med mycket stora anpassningsmöjligheter.

CGO208 - Höger / Vänster		Måttet tas runt handleden		
Size	1 (XS)	2 (S/M)	3 (L/XL)	4 (XXL)
cm	13-15	15-17	17-20	20-23

Indikationer: Artros, CMC- eller MCP-ledsinstabilitet, inflammation, stukningar, reumatoid artrit, avlastning och överrörlighet i tumme och handled.



ORTHOSES ARE OUR PASSION

CGO208

NRX® C-GO Kids

NRX® C-GO Kids är utvecklad med samma beprövade design och funktionella principer som NRX® C-GO Tummen, men är anpassad efter barns anatomiska proportioner.

Det finns två barnstorlekar.

CGO208 - Höger / Vänster		Omkrets handled
Size	00 (XXXX)	0 (XXS)
cm	9-11	11-13

