



mediroyal 

Orthoses are our passion

C-GO® Formen skapar stödet.



NRX® C-GO Tumme

CGO208

En mjuk och elastisk ortos, tillverkad i perforerat NRX® material med mjuk insida för ökad komfort. Utsidan har mjuk kardborretextil för infästning av kardborre för maximal justerbarhet och flexibilitet.



CGO208 NRX® C-GO Tumme

Ortosen positionerar tummen i en neutral viloställning och är särskilt lämpad vid besvär i tummens basled (CMC) och mellanled (MP). Det justerbara bandet har en kardborrehake på insidan som gör det möjligt att styra och anpassa stödet exakt efter patientens behov. Ortosen har dessutom en utsida i kardborretyg, vilket ger ytterligare möjligheter att placera och justera band och tillbehör för optimal individuell anpassning.

Ortosen har en enkel, två-delad kardborrestängning, som gör den enkel att applicera och justera. Tummens längd kan justeras med hjälp av en sax.

- Värmande material för lederna
- Maximal individuell anpassning
- Hög komfort för daglig användning


Indikationer: Artros, CMC- eller MCP-ledsinstabilitet, inflammation, stukningar, reumatoid artrit, efter tumbasartroplastik eller efter kirurgi vid tumbasartos, avlastning och överrörlighet i tumme och handled.

■ CGO208 – NRX® C-GO Tumme – Höger / Vänster

Mät handledens omkrets

Storlek	1 - XS	2 - S/M	3 - L/XL	4 - XXL	
cm	13–15	15–17	17–20	20–23	

Mönsterskyddad i EU under 15085791



NRX®



Kompatibel med
NRX®
STRAP

Neptune™ C-GO Tumme

CG0108

Neptune™ är ett andningsaktivt textilmaterial med låg profil som ger en sval känsla mot huden för ökad komfort under hela dagen. Neptune™ C-GO tummen har samma design som NRX® modellen men med lägre profil och ökad ventilation för förbättrad komfort vid längre tids användning.

CG0108 Neptune™ C-GO Tumme

Ortosen positionerar tummen i en neutral viloställning och är särskilt lämpad vid besvär i tummens basled (CMC) och mellanled (MP). Det justerbara bandet har en kardborrehake på insidan som gör det möjligt att styra och anpassa stödet exakt efter patientens behov. Ortosen har dessutom en utsida i kardborretyg, vilket ger ytterligare möjligheter att placera och justera band och tillbehör för optimal individuell anpassning.

Ortosen har en enkel, två-delad kardborrestängning, som gör den enkel att applicera och justera. Tummens längd kan justeras med hjälp av en sax.

- Sval och ventilerande komfort hela dagen
- Maximal individuell anpassning
- Diskret design med effektivt stöd

Indikationer: Artros, CMC- eller MCP-ledsinstabilitet, inflammation, stukningar, reumatoid artrit, efter tumbasartroplastik eller efter kirurgi vid tumbasartos, avlastning och överrörlighet i tumme och handled.

■ CG0108 – Neptune™ C-GO Tumme – Höger / Vänster					Mät handledens omkrets
Storlek	1 · XS	2 · S/M	3 · L/XL	4 · XXL	
cm	13–15	15–17	17–20	20–23	

Mönsterskyddad i EU under 15085791



NRX® C-GO Kids Tumme

CGO208

Ortoser med bra stöd för barn kan vara en utmaning. Under utvecklingsarbetet med C-GO® Kids fokuserade vi på att göra en standardlösning som passar barn mellan 4–12 år, och där proportionerna mellan tumme och handled stämmer överens med anatomin.

CGO208 NRX® C-GO Kids Tumme

NRX® C-GO Kids är en tumortos för barn tillverkad i perforerat NRX®-material med mjuk insida för ökad komfort. Utsidan har mjuk kardborretextil för infästning av kardborre för maximal justerbarhet och flexibilitet.

Ortosen positionerar tummen i en neutral viloställning och det justerbara bandet har en kardborrehake på insidan som gör det möjligt att styra och anpassa stödet exakt efter barnets behov. Ortosens utsida i kardborretyg, ger ytterligare möjligheter att placera och justera band och tillbehör för optimal individuell anpassning.


NRX C-GO® Kids finns i två storlekar och i höger- respektive vänsterutförande.

Indikationer: Hypoplasi av tumme och thenarmuskel, skada på plexus brachialis, cerebral pares, juvenil idiopatisk artrit, stukningar eller hypermobilitet i tummen eller handleden.

■ CGO208 – NRX® C-GO Kids Tumme – Höger / Vänster Mät handledens omkrets

Storlek	00 · XXXS kids	0 · XXS kids	
cm	9–11	11–13	

Mönsterskyddad i EU under 15085791



NRX®



Orthoses are our passion

mediroyal 

Mediroyal Nordic AB

Box 7052 · Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna, Sweden
Tel 08-506 766 00 · info@mediroyal.se · www.mediroyal.se

Mediroyal Asia Pacific Co. Ltd.

Unit A10, 20F., No. 282, Shizheng N. 2nd Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)
+886-4-2254-8069 · sales.mediroyal@gmail.com · www.mediroyal.se/en