



NYA FJÄDERLÄTTA ROYAL PUTTY



Royal Putty Featherlite - Lägre vikt, mer dynamiskt motstånd.

Vi har utvecklat en helt ny kvalitet av handtränings-massa med världens lägsta vikt. Royal Putty Featherlite har bara halva vikten av standard Royal Putty men har upp till dubbelt så högt dynamiskt motstånd. Detta gör den speciellt lämpad för patienter som har en högre intensitet och styrka.

Det dynamiska motståndet gör att massan svarar på hastigheten och intensiteten. Låg hastighet och intensitet ger ett lågt motstånd. Ökar du intensitet och hastighet svarar massan med ett högre motstånd.

Alla olika Royal Putty Featherlite-motstånd kan blandas. Eftersom massan är lättare än vanlig

handträningsmassa säljs den i volym som kan jämföras med 85 gram och 2,25 kg. 65 cc motsvarar 85 grams volym och 1625 cc motsvarar 2,25 kg.



ROYAL PUTTY FEATHERLITE

Motstånd	X-Mjuk Vit	Mjuk Gul	Soft plus Limegrön	Medium Grön	Hård Blå
65 cc	2111	2112	2113	2114	2115
1625 cc	2121	2122	2123	2124	2125

Nästa sida: Nya, förbättrade Royal Putty



NYA FÖRBÄTTRADE ROYAL PUTTY



Efter handtrauma eller kirurgi är det viktigt att komma igång med aktivitet så tidigt som möjligt.

Handrehabilitering är ett riktigt precisionsarbete som kräver precisionsverktyg. För att bättre anpassa funktionen i vår handträningsmassa har vi uppdaterat kvaliteten, vilket gör motståndet mer exakt och även lite lägre än tidigare.

Detta möjliggör att handträningsmassan kan användas även av de mest svaga patienterna och även barn. För att tydligt avgränsa de olika motstånden har vi infört en vit färgkodning på XX-Mjuk. Alla olika Royal Putty-motstånd kan blandas. Finns i 85 gram och i 2,25 kg.

ROYAL PUTTY

Motstånd	XX-Mjuk	X-Mjuk	Mjuk	Medium	Hård	X-Hård
	Vit	Beige	Gul	Röd	Grön	Blå
85 gram	1111	1112	1113	1114	1115	1116
2,25 kg	1121	1122	1123	1124	1125	1126

mediroyal 

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se
facebook.com/Mediroyalnordic